

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ**  
**IN-VITRO ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ CE - Για επαγγελματική χρήση στον τομέα της υγείας**

- Διαγνωστικά τεχνολογικά προϊόντα in-vitro: δοκιμαστικοί σωλήνες, δοχεία συλλογής βιολογικών υγρών, τρυβλία Petri, ράβδοι μικροβιολογίας, κύπελλα δειγμάτων αυτόματου αναλυτή. Χρησιμοποιείται αποκλειστικά για συλλογή δειγμάτων ανθρώπινης προέλευσης, εκτός από αίμα. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν για οποιαδήποτε άλλη χρήση που θα μπορούσε να θεωρηθεί ακατάλληλη. Χρησιμοποιείτε το τεχνολογικό προϊόν μόνο με κατάλληλα εξαρτήματα.
- Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια.
- Μην τοποθετείτε το τεχνολογικό προϊόν κοντά σε φλόγα.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν έχει λήξει, είναι κατεστραμμένο ή εάν η συσκευασία είναι ανοιχτή.
- Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Φυλάσσεται σε ξηρό μέρος, μακριά από πηγές θερμότητας και άμεσο ηλιακό φως.
- Απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σε δοχείο για βιολογικά επικίνδυνα απόβλητα.
- Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν με συγκεκριμένες ουσίες, συμβουλευτείτε τους πίνακες ανθεκτικότητας/συμβατότητας των υλικών.
- **Αποστειρωμένο προϊόν: η στείρωση είναι εγγυημένη μέχρι να ανοιχτεί η συσκευασία. Η αποστείρωση γίνεται με ακτίνες Βήτα.**
- Το τεχνολογικό προϊόν είναι μιας χρήσης. Η επαναχρησιμοποίηση του τεχνολογικού προϊόντος επιφέρει την απώλεια όλων των επιδόσεων και των χαρακτηριστικών.
- Οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό παρουσιαστεί σε σχέση με το τεχνολογικό προϊόν πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή και στην Αρμόδια Αρχή του κράτους όπου διαμένει ο ασθενής.



F.L. Medical s.r.l Unipersonale – Via Enrico Mattei, 20- 35038 Torreglia (PD) – Italy  
Phone +390495211475 – Fax +390495212566 – mail info@flmedical.com

AL536\_Use Warnings IVD\_FI Medical



Rev. 2 del 12.04.2022