

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗΣΗΣ

IN-VITRO ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ CE
Για επαγγελματική χρήση στον τομέα της υγείας

Τύπος δείγματος: αίμα, ορός ή ούρα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- 1) Εξακριβώστε τις πληροφορίες που αναφέρονται στο προϊόν και την ακεραιότητα της συσκευασίας.
- 2) Γράψτε στην ετικέτα τις κατάλληλες πληροφορίες (όνομα του ασθενούς, τεστ, δείγμα κλπ.).
- 3) Ανοίξτε τον δοκιμαστικό σωλήνα φυγοκέντρωσης.
- 4) Χρησιμοποιώντας το κατάλληλο εργαλείο, τοποθετήστε το δείγμα στον σωλήνα για αραιώση, αποθήκευση, φυγοκέντρωση, βακτηριακή καλλιέργεια ή άλλες εφαρμογές.
- 5) Κλείστε τον σωλήνα φυγοκέντρωσης με το καπάκι του για να αποφύγετε τυχόν διαρροή κατά τη φυγοκέντρωση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Τεχνολογικό προϊόν που προορίζεται για χρήση από επαγγελματίες υγείας.
- Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε φλόγα.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν έχει λήξει, είναι κατεστραμμένο ή με ανοιχτή συσκευασία.
- Μην αλλάξετε την προβλεπόμενη χρήση, οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ακατάλληλη.
- Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Χρησιμοποιείτε το τεχνολογικό προϊόν μόνο με κατάλληλα εξαρτήματα.
- Φυλάσσεται σε ξηρό μέρος, μακριά από πηγές θερμότητας και άμεσο ηλιακό φως.
- Απορρίψτε αυτό το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς, σε ένα δοχείο για βιολογικά επικίνδυνα απόβλητα.
- Το τεχνολογικό προϊόν είναι μιας χρήσης. Η επαναχρησιμοποίηση του τεχνολογικού προϊόντος επιφέρει την απώλεια όλων των επιδόσεων και των χαρακτηριστικών.
- Οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό παρουσιαστεί σε σχέση με το τεχνολογικό προϊόν πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή και στην Αρμόδια Αρχή του κράτους όπου διαμένει ο ασθενής.



F.L. Medical s.r.l. Unipersonale – Via Enrico Mattei, 20- 35038 Torreglia (PD) – Italy
Phone +390495211475 – Fax +390495212566 – mail info@flmedical.com

