



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**TUBI SILICONE**  
**SILICONE TUBE**  
**TUYAU EN SILICONE**  
**TUBO DE SILICONA**  
**TUBO DE SILICONE**  
**ΣΩΜΗΝΑΣ ΣΙΑΙΚΟΝΗΣ**  
**RURY SILIKONOWE**  
**FURTUNURILE DE SILICON**  
**SILIKÓNOVÉ HADICE**  
**SILIKONSKE CIJEVI**  
**SILIKONA CAURULES**  
**SILIKONIPUTKET**

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

È necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

Należy poinformować producenta i kompetentne władze danego Kraju członkowskiego o każdym poważnym wypadku związanym z wyrobem medycznym naszej produkcji.

Orice accident grav produs, privitor la dispozitivul medical fabricat de firma noastră, trebuie semnalat producătorului și autorităților competente în statul membru pe teritoriul căruia își are sediul utilizatorul.

Každú vážnu udalosť, ktorá sa vyskytla v súvislosti s nami dodanou zdravotníckou pomôckou, je potrebné nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom máte sídlo.

Potrebno je prijaviti svaku ozbiljnu nezgodu koja se dogodila u vezi s isporučenim medicinskim proizvođaču i nadležnom tijelu države članice u kojoj se nalazi.

Par nopietnu negadījum, kas notiek saistībā ar mūsu piegādāto medicīnisko ierīci, jāziņo ražotājam un tās dalībvalsts kompetentā iestādei, kurā negadījums ir radies.

Kaikista vakavista tapaturmista, jotka liittyvät toimittamamme lääkinällisen laitteen käyttöön, on ilmoitettava valmistajalle sekä oman asuinpaikan jäsenmaan toimivaltaiselle viranomaiselle.



Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

[gima@gimaitaly.com](mailto:gima@gimaitaly.com) - [export@gimaitaly.com](mailto:export@gimaitaly.com)

[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

Made in Spain



Silikonske cijevi za vanjsku medicinsku upotrebu namijenjene su za upotrebu kao pribor za medicinsku opremu (kirurški aspirator itd.) za prijenos tvari.

### Tehničke značajke

Sirovina: HCR,

Boja: prozirna

Tvrdoća: 60° ±5 % Shore

Gustoća: 1,17 g/cm<sup>3</sup>






Ekstenzija: 490/530 %

Vlačna čvrstoća: 34-35 N/mm

- Osim onoga što je navedeno u tehničkim karakteristikama, provjerite kompatibilnost s korištenim tekućinama i pogoršanje tijekom vremena.
- Provjerite da rezanje cijevi ne stvara oštre rubove ili rubove koji bi mogli uzrokovati ozljede.
- Provjerite nepropusnost crijeva posebno nakon brojnih ponovnih uporaba.
- Dimenzije cijevi (unutarnji promjer, vanjski promjer i duljina) moraju biti kompatibilne s priključcima i/ili otvorom u koji je cijev umetnuta.



- Nemojte koristiti nepropisno
- Nemojte postavljati na neprikladan način koji bi mogao stvoriti opasnost ili zapreku
- Nemojte vezati čvor da zatvorite jedan kraj
- Proizvod se prodaje NIJE sterilan.

|  |                                      |   |   |
|--|--------------------------------------|---|---|
|    | Držite na hladnom i suhom mjestu     | <b>REF</b>  | Šifra proizvoda                                   |
|    | Držite zaštićeno od sunčevog svjetla | <b>LOT</b>  | Broj serije                                       |
|    | Pogledajte upute za uporabu          | <b>CE</b>   | Medicinski proizvod sukladan Uredbi (EU) 2017/745 |
|  | Proizvođač                           |  | Oprez: pažljivo pročitajte upute (upozorenja)     |
| <b>MD</b>  | Medicinski proizvod                  |  | Datum proizvodnje                                 |

### UVJETI JAMSTVA GIMA

Primjenjuje se jamstvo B2B standard Gima od 12 mjeseci.