



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BORSE E ZAINI EMERGENZA
EMERGENCY BAGS AND BACKPACKS
SACS ET SACS À DOS D'URGENCE
BOLSOS Y MOCHILAS EMERGENCIA
ERSTE-HILFE-TASCHEN UND ERSTE-HILFERUCKSÄCKE
BOLSAS E MOCHILAS DE EMERGÊNCIA
ΤΣΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΑΚΙΔΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
СПЕШНИ ЧАНТИ И РАНИЦИ
NOUZOVÉ TAŠKY A BATOHY
NØDTASKER OG RYGSAKKE
HÄDAABI KOTID JA SELJAKOTID
HÄTÄLAUKUT JA REPUT
TORBE I RUKSAK ZA HITNU POMOC
VÉSZTÁSKA ÉS HÁTIZSÁK
AVARINIAI KREPŠIAI IR KUPRINĖS
ÁRKÁRTAS SOMAS UN MUGURSOMAS
NØDSEKKER OG RYGGSEKER
NOODTASSEN EN RUGZAKKEN
TORBY I PLECAKI AWARYJNE
GENTI ȘI RUCI DE URGENTĂ
NÚDZOVÉ TAŠKY A BATOHY
TORBE IN NAHRBTNIKI ZA SILI
NÖDSÄCKAR OCH RYGGSÄCKAR
ئاراولطانالرحل رهظ جورخو بئاقح

لصانع

Manufacturer/Fabbricante/Fabricant/Fabricante/Hersteller/Fabricante/Výrobce/Proizvodáč/
Κατασκευαστής/Gamintojas Fabrikant/Producent/Producent/Tillverkare/Gyártó/Valmistaja/
производитель/Fabrikant/Tootja/Ražotājs/Výrobca/Proizvajalec/Produsent/الصانع
QUANZHOU SKYSOAR BAGS CO.,LTD
No. 163 Beiqingdong Road, Beifeng Industrial Area, Quanzhou 362000, China
info@skysoars.cn

Importato da / Imported by / Importé de / Importado de / Importado por / Eingeführt von / Εισαγωγή
από / Importat de / Importowane przez / Importovano / Importerad av / Maahantuoja / Uvezao /
Importälja / Importované z / Importeret af / Uvozil / Importované z / Geïmporteerd door / Importert av /
Importavo / :
Importē / Внесен от / Imporditud asukohast / استء بر اد
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China

ZNAČAJKE

GIMA vrećice i ruksaci dizajnirani su kako bi intervencije prve pomoći bile učinkovitije. Oni osiguravaju siguran prijenos, a instrumenti, lijekovi, proizvodi ili medicinski uređaji i uređaji za prvu pomoć pohranjuju se u praktičnim odjeljcima. Vrećice i ruksaci se dostavljaju prazni.

PROPISI

Proizvod smiju koristiti samo kvalificirane osobe, svjesne higijenskih ograničenja zbog uporabe proizvoda na mjestima gdje može/mogu postojati zagađenje ili bakteriološki inficirani elementi. GIMA se ne može smatrati odgovornom za štete nastale na sadržaju ili sadržajima koje bi sadržaj vrećice mogao prouzročiti vrećicama ili ruksacima.

Proizvod ili bilo koji njegov dio ne može se koristiti u druge svrhe osim onih za koje je dizajniran.

Ne ostavljajte proizvod bez nadzora, na dohvata djece ili nekvalificiranog osoblja.

Nemojte koristiti proizvod ako je oštećen, kontaktirajte prodavača.

Izbjegavajte bilo kakav privremeni popravak.

Tijekom uporabe pazite da ne oštetite patentne zatvarače.

Kada se patentni zatvarači otvaraju i zatvaraju, provjerite da se ne zaglave u druge materijale i uvijek ih potpuno otvorite ili zatvorite.

Ako bilo kakva tekućina ili praškovi iscuru iz boca, očistite i dezinficirajte vrećicu ili ruksak, jer bi mogli oštetiti ili zagađati samu vrećicu ili proizvode u njoj.



Nemojte previše napuniti. Težina i oblik sadržaja moraju odgovarati vrsti vrećice ili ruksaka. Uvijek provjerite da težina sadržaja ne prelazi oznake težine modela vrećice ili mogućnosti korisnika. Za sve naznake u vezi s maksimalnim težinama koje se mogu podići i premjestiti ručno, pogledajte lokalne propise koji su na snazi.

OTPAKIRANJE



Elementi pakiranja (papir, celofan, metalne spajalice, ljepljiva traka itd.) mogu isjeći i/ili ozlijediti ako se njima ne rukuje pažljivo. Uklonite ih odgovarajućim alatima i ne ostavljajte ih neovlaštenim osobama. Isto vrijedi i za alat koji se koristi za otvaranje pakiranja (škare, noževi i sl.).

Prva operacija koju treba obaviti nakon otvaranja pakiranja je kontrola svih dijelova proizvoda; provjerite jesu li sve potrebne komponente na mjestu i provjerite njihovo stanje: pomicanje patentnih zatvarača, pričvršćivanje kopči, čičak traka ili traka, otpornost ručki.

ODRŽAVANJE

Ispraznite sve džepove i otkosite sve ostatke. zatim upotrijebite blagi deterdžent i vodu za čišćenje svih mrlja ili prljavih područja. Za temeljitije čišćenje možete ručno oprati cijelu vrećicu s blagim deterdžentom i toplom vodom. Nježno izribajte tkaninu mekom četkom ili krpom, zatim temeljito isperite. Na kraju, objesite vrećicu da se osuši na zraku. Izbjegavajte korištenje jakih kemikalija ili izbjeljivača jer mogu oštetiti poliestersku tkaninu.

Vrećice i ruksaci ne mogu se stavljati u autoklav.

Pridržavajte se zakona u zemlji korištenja kako biste pravilno odložili proizvod.

GIMA UVJETI JAMSTVA

Primjenjuje se Gima 12-mjesečno standardno B2B jamstvo.