



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

REF **KDB-504E (GIMA 27704)**



Zhongshan Kangdebao(KDB) Rehabilitation Equipment Co.,Ltd.
Card 1, No.5, 24# Longcheng Road, Dongsheng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China
Made in China



SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA
Capelle aan den IJssel, The Netherlands



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



IME

Ograda uz krevet

Broj modela: KDB-504E

NAMJENA:

Uredaj se koristi kao prihvatni predmet za sprječavanje klizanja bolesnika, starijih i nemoćnih osoba pri ulasku i ustajanju s kreveta.

Model	Specifikacije	Nosivost	Materijal	Slika
KDB-504E	Ograda uz krevet	125KG	Željezo	

Upozoravamo korisnike koji imaju alergijske reakcije na određene proteine lateksa da stopala sadrže prirodnu gumu

NJEGA I ODRŽAVANJE

- 1. Za čišćenje obrišite vlažnom krpom;
- 2. Sve dodatne i zamjenske dijelove treba nabaviti samo od proizvođača.

PAKIRANJE

Zatvorite ogradu za krevet u plastičnu vrećicu, a zatim je stavite u karton.

POHRANA

Zapakiranu noćnu ogradu treba čuvati na prozračenom i suhom mjestu, bez korozivnog plina iu dobro prozračenoj i čistoj prostoriji. Izbjegavajte vlagu, jaku svjetlost i držite podalje od izvora topline tijekom transporta.

ZBRINJAVANJE

Molimo odložite proizvod nakon uporabe kako bi bilo sukladno lokalnim uredbama.

Sve ozbiljne nesreće koje uzrokuju medicinski uređaji koje mi dostavljamo moraju se prijaviti proizvođaču i nadležnim vlastima države članice u kojoj se nalazi vaš registrirani.

ETIKETE, AMBALAŽA DIZAJN LOGOTIPA:

Simbol	Značenje	Simbol	Značenje
	Medicinski uređaj usklađen s Uredbom (EU) 2017/745		Medical Device
	Proizvođač		Ovlašteni predstavnik u Europskoj zajednici
	Datum proizvodnje		Čuvati dalje od sunčeve svjetlosti
	Broj serije		Nesterilno
	Upozorenje: Pažljivo pročitajte i slijedite upute (upozorenja) za uporabu		Šifra proizvoda
	Pročitajte upute za uporabu		Čuvati na hladnom i suhom mjestu
	Uvezeno od strane		

GIMA UVJETI JAMSTVA

Primjenjuje se Gima 12-mjesečno standardno B2B jamstvo.