

# Ambu<sup>®</sup> LifeKey<sup>®</sup>

## 中文:

Ambu Lifekey 是一种一次性保护面罩，带有用于口对口或口对鼻复苏的单向阀。

1. 打开面罩。
2. „PATIENT“ 对准患者。  
“PATIENT” 对准救助者。  
将面罩固定于患者的面部。
3. 将套环置于患者的耳部后侧。



口对鼻



口对口

Ambu<sup>®</sup> and LifeKey<sup>®</sup> are registered trademarks of Ambu A/S,  
DK-2750 Ballerup

