



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

REF **KDB-504E (GIMA 27704)**



Zhongshan Kangdebao(KDB) Rehabilitation Equipment Co.,Ltd.
Card 1, No.5, 24# Longcheng Road, Dongsheng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China
Made in China



SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA
Capelle aan den IJssel, The Netherlands



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



GIMA GARANCIÁLIS FELTÉTELEK
A termékre a Gima szokásos, 12 hónapos B2B garanciája érvényes.

MAGYAR

NÉV
Ágy oldalsó korlát
Modellszám: KDB-504E

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT:
The device is used as gripping object for preventing the patient, elderly and frail person from slipping over when getting in or out of bed.

Modell	Jellemzők	Teherbírás	Anyag	Kép
KDB-504E	Ágy oldalsó korlát	125KG	Vas	

Figyelmeztetjük azokat a felhasználókat, akik allergiás reakciót mutatnak bizonyos latexfehérjékre, hogy a lábuk természetes gumit tartalmaz

- GONDOZÁS ÉS TÁROLÁS**
- A tisztításhoz törölje le nedves ruhával
 - Bármilyen kiegészítő vagy cserealkatrészt a gyártótól kérjen.

CSOMAGOLÁS
Műanyag zacskóba, majd kartonba helyezett Ágy oldalsó korlát.

TÁROLÁS
A becsomagolt Ágy oldalsó korlátot szellőző és száraz helyen tárolja, ahol korrozív gáz nélküli, szellőző és tiszta szobában. Szállítás közben kerülje a nedves, erős fényt, és tartsa távol hőforrásoktól.

ÁRTALMATLANÍTÁS
Kérjük, használat után a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa a terméket.
Minden, az általunk szolgáltatott orvostechnikai eszközzel kapcsolatos súlyos balesetet jelenteni kell a gyártó felé és annak a tagállamnak a hivatalos szerve felé, ahol az Ön székhelye található.

CÍMKÉK, CSOMAGOLÁS LOGO TERVEZÉS:

Szimbólum	Jelentése	Szimbólum	Jelentése
	Az (EU) 2017/745 rendeletnek megfelelő orvostechnikai eszköz		Orvosi eszköz
	Gyártó		Meghatalmazott képviselő az Európai Közösségben
	Gyártási dátum		Tárolja napfénytől távol
	Tételszám		Nem steril
	Figyelmeztetés: Olvassa el és kövesse figyelmesen a használati utasításokat (figyelmeztetéseket).		Termék kódja
	Olvassa el a használati utasítást		Tárolja hűvös, száraz helyen