



---

**MAGYAR**

## Használati utasítás

A Thermo Feel egy olyan henger alakú eszköz, amelynek egyik vége acélból, a másik műanyagból készült. A bőrrel felváltva érintkező két anyag eltérő termikus tulajdonságai (lásd az ábrákat) lehetővé teszik, hogy megkérdezzük az alanytól, hogy érzékeli-e a hőmérséklet-ingadozást. Thermo Feel nem egy orvostechnikai eszköz, hanem egy javasolt eszköz a neuropátia kockázatának kitett cukorbeteg kezdeti szűréséhez. A szolgáltatott eredmények nem használhatók diagnosztikai célokra..

**GIMA JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK**

A 12 hónapos Gima B2B standard jóállás érvényes.

**REF 31278**

Distribuito da / Distributed by / Distribué par / Distribuido por / Distribuído por / Vertrieben von / Διανέμεται από / Distribuit de / Dystrybuowane przez / Distributer / Forgalmazza / Išplatino / Разпространяван от / توزيع

**Gima S.p.A.**

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

**[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)**

Made in China