


COPERTA ISOTERMICA



COUVERTURE DE SURVIE



RESCUE BLANKET

RETTUNGSDECKE MANTA DE RESCATE

2100 x 1600 mm.

Film di poliestere metallizzato

Metallized polyester film

Film polyester métallisé

Metallisierte Polyesterfolie

Film de poliester metalizado

Filme de poliéster metalizado

Folie de poliester metalizată

Metalliserad polyesterfilm

Metallisoitu polyesterikalvo

Fémbevonatú poliészter fólia

Metalizirana poliesterska folija

Επιμεταλλωμένη μεμβράνη πολυεστέρα

طبقة من البوليستر المعادن

REF 34085 LOT 000053



02-2025



03-2030

UDI



(01)08023279340853
(10)000053
(11)250200
(17)300300



Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com - Made in China

 **GIMA**
www.gimaitaly.com




8 023279 340853 >

Rev. 3-04.25

MANTA ISOTÉRMICA - PÄTURÄ IZOTERMÄ
ISOTERMISKT TÄCKE - LÄMPÖPEITTO
IZOTERMİKUS TAKARÓ - IZOTERMNI POKRIVAČ
ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑ - بطانية متساوية الحرارة

HU - ALKALMAZÁSOK. Az anyag fényvisszaverő tulajdonságai megvédik a testet a napsugaraktól, és megakadályozzák a test hővesztését. Használata **BALESETEK, SZÉL, ESŐ, NAPFÉNYES HELYEN TARTÓZKODÁS** esetén ajánlott. **HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK.** Terítse a takarót a testre anélkül, hogy megszorítaná. Az arany színű külső oldal a hő megtartására; az ezüst színű a napfény visszaverésére szolgál.

 **FIGYELMEZTETÉSEK** • Ne használjon nedves vagy dohos termékeket. • Csak egyszeri használatra, az újrafelhasználás nem megengedett. • Ne tárolja szélsőséges hőmérsékleten. • Használat után biztonságosan ártalmatlanítsa a fertőzés veszélyének elkerülése érdekében. • Jelentse az eszközzel kapcsolatos minden súlyos eseményt a gyártónak és azon tagállam illetékes hatóságának, amelyben a felhasználó és/vagy a beteg letelepedett. **TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS** • A készüléket 80%-nál kisebb relatív páratartalom mellett kell tárolni, a tárolási környezetet nem korrozív gázok, száraz, napfénytől védve, jól szellőző körülmények között és tisztán kell tartani. • A készüléket a szállítás és a kezelés során ügyelni kell.