



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**ESERCITATORE A PEDALI
BASIC PEDAL EXERCISER
APPAREIL D'EXERCICE À PÉDALE DE BASE
PEDALEADOR DE EJERCICIOS BÁSICO
EXERCITADOR DE PEDAL BÁSICO
BEWEGUNGSTRAINER MIT PEDALEN
ROTOR DO ĆWICZEŃ
MINI BICICLEȚĂ PENTRU EXERCIȚII
ALAP PEDÁLOZÓ GÉP
ΒΑΣΙΚΗ ΠΕΤΑΛΙΕΡΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ**

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante
Hersteller / Producent / Producător / Gyártó / Παραγωγός:
ZHEJIANG TODO HARDWARE MANUFACTURE CO., LTD
No.31th, Jinmao Building, CBD Centre,
Yongkang, Zhejiang, China
Made in China

Gima 43150

REF TD001P-2

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importado por
Eingeführt von / Importowane przez / Importat de / Importálta / Εισαγόμενα από:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com





1



2



3

-
- MAGYAR**
1. A csavarok segítségével csatlakoztassa a csöveket a fenti ábrán látható módon.
 2. Csavarokkal rögzítse az ellenállást a főkeretre.
 3. Igazítsa a beállítógombot a furat közepére és csavarozza az ellenállásba a gyakorlat intenzitásának beállításához.

Megj.: Helyezze a terméket sima felületre. A gyakorlatokat kézzel és lábbal is végezheti, az óramutató járásával egyező vagy azzal ellentétes irányba.

Figyelmeztetés: Kérjük, ne álljon közvetlenül a termékre (max 40Kg). A lábgyakorlatokhoz üljön le.

GIMA JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A 12 hónapos Gima B2B standard jótállás érvényes.
