

www.gimaitaly.com

GIMA

BFE >98%

EN14683:2019+AC(2019)

de tip IIR - verde
cu bucle pentru urechi
de unica folosință, cu 3 straturi,
Masca facială de uz chirurgical,
Öronslingsför engångsbruk - typ IIR - grön
Kirurgisk ansiktsmask 3-PL Y med
a 3 veji con elastici - Tipo IIR - verde
Mascherina chirurgica monouso
Surgical Disposable 3-PLY Face Mask with ear loops - Type IIR - green



GiSafe Mask

50 PIEZES
STÜCKEN
BUCAȚI

Material não tecido
Dispositivo médico
Classe I
Peça para nariz
confortável e flexível
Sem fibra de vidro

Vlies
Medizinprodukt
der Klasse I
Verformbares
bequemes Nasenstück
Glasfiberfrei

Μη υφασμένου υλικού
Ιατροτεχνολογικό προϊόν
κατηγορίας I
Άνετη και εύκαμπτη
στερέωση μύτης
Χωρίς ίνες γυαλιού

• مادة خام غير صوفية من
• جهاز طبي فئة I
• قطعة للأنف مريرة وقابلة
للطي لأفضل مقاس ملائم
• خالٍ من الألياف الزجاجية

GiSafe Mask

50 STÜCK
TEMAXIA
قطعة

3-lagige Einweg-OP-Schutzmaske mit Gummibändern
Typ IIR - grün
Χειρουργική μάσκα προσώπου μίας χρήσης
3-στρωσεων - με θηλιές αυτιών - Τύπου IIR - πράσινο
قناع طبي للوجه يستخدم لمرة واحدة
3 طبقات - مع حلقتين للأذن - نوع IIR - اخضر




BFE >98%

EN14683:2019+AC(2019)

www.gimaitaly.com

GIMA



Non-woven material
Class I medical device
Comfortable and pliable
nose piece
Fiber glass free

Materiale non tessuto
Dispositivo medico
di classe I
Stringinaso modellabile
Priva di fibre di vetro

Matériau non tissé
Dispositif médical
de classe I
Pinze-nez modelable
Sans fibres de verre

Material no tejido
Producto sanitario
de clase I
Faja para nariz modelable
Sin fibra de vidrio

Fiberduk
Medicinsk produkt
klass I
Bekvämt och smidigt
näsparti
Fri från glasfiber,

Material nețesut
Dispozitiv medical
clasa de risc I
Piesă de nas comodă
și pliabilă
Nu conține fibră de sticlă

GiSafe Mask

50 UNITÉS
PIEZAS
PEÇAS

Masque chirurgical jetable à 3 couches avec élastiques
Type IIR - vert
Mascarilla quirúrgica desechable a 3 capas
con elásticos - Tipo IIR - verde
Máscara Facial Cirúrgica Descartável 3-camadas
com alças para orelha - Tipo IIR - verde



BFE >98%

EN14683:2019+AC(2019)

www.gimaitaly.com

GIMA

REF 20699

LOT



生产厂商: 湖北飞腾防护用品有限公司
生产地址: 湖北省仙桃市纺织工业园区管沟社区18号
执行标准: EN14683:2019+AC(2019)
使用年限: 3年
生产日期:

Eldo Care Co., Limited
Rm 1902, Easey Comm Bld 253-261
Hennessy Rd, Wanchai, Hong Kong
Made in China

Lotus NL B.V.
Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA,
The Hague, Netherlands

Imported by / Importato da:
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

GIMA

509539 Rev. 2 - 09/20
Size 18,3x10x7,5 cm