

CAMICE CHIRURGICO RINFORZATO - STERILE

ITALIANO

Nome del prodotto Camice rinforzato SMMS monouso (Sterile)

Codice prodotto FGS-RF-SM50-M, FGS-RF-SM50-L, FGS-RF-SM50-XL, FGS-RF-SM50-XXL

Taglia del prodotto Unità cm

CODICE GIMA	21052	21053	21054	21055
CODICE FULL GUARD	FGS-RF-SM50-M	FGS-RF-SM50-L	FGS-RF-SM50-XL	FGS-RF-SM50-XXL
Dimensioni	120x140 (M)	120x150 (L)	130x150 (XL)	140x160 (XXL)
Lunghezza (da spalla a orlo)	120	120	130	140
Larghezza (monostrato)	140	150	150	160
Lunghezza cintura	65	65	65	69
Lunghezza manica	58	59	59	61
Deviazione	±2	±2	±2	±2

Modello prodotto Camice. M/L/XL/XXL

Struttura e composizione Il prodotto è realizzato in tessuto non tessuto SMS da 50g. È composto da una parte anteriore, una parte posteriore, maniche, lacci e polsini. È realizzato tramite taglio, saldatura al laser, con lacci, velcro, polsini, patte di sovrapposizione e chiusure.

Uso previsto Questo prodotto è pensato in particolare per l'isolamento generale in ambulatori, nei reparti, per l'ispezione e la pulizia delle stanze, in laboratorio, ecc. È destinato all'uso da parte degli operatori sanitari negli ospedali e nelle cliniche, per

mantenere un buon livello di igiene e contribuire al controllo delle infezioni.

Controindicazioni Questo prodotto è monouso e deve essere utilizzato subito dopo l'apertura della confezione. Se la confezione è danneggiata, il prodotto può essere bagnato o ammuflito. Pertanto, si raccomanda di non utilizzarlo.

Modalità di utilizzo del prodotto Aprire la confezione ed estrarre il prodotto scuotere delicatamente il camice, sollevare i lati del colletto, infilare le mani nelle maniche, stendere le braccia in avanti e legare le cinture.

Conservazione Questo prodotto deve essere conservato in un ambiente pulito, con un'umidità relativa non superiore all'80%, privo di gas corrosivi, fresco, asciutto e ben ventilato.

⚠ Avvertenza

- Questo prodotto è destinato allo smaltimento e non deve essere riutilizzato.
- Questo prodotto è monouso e non deve essere condiviso con altri.
- È vietato l'uso quando l'imballaggio o il prodotto stesso sono danneggiati.

Avviso Qualsiasi incidente grave che si verifichi in relazione al dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato Membro in cui si trova l'utente o il paziente.

Validità 3 anni.

Data di produzione Vedere la data sulla confezione

Data di scadenza Vedere la data sulla confezione

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

 REF	Codice prodotto		Conservare al riparo dalla luce solare		Conservare in luogo fresco ed asciutto	 MD	Dispositivo medico
 LOT	Numero di lotto		Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745		Data di scadenza		Limite di temperatura
	Fabbricante		Data di fabbricazione		Sterilizzato con ossido di etilene		Alto
	Limite di umidità		Non utilizzare se l'imballaggio è danneggiato		Rappresentante autorizzato nella Comunità europea		Fragile, maneggiare con cautela
	Dispositivo monouso, non riutilizzare		Leggere le istruzioni per l'uso		Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso		Identificatore univoco del dispositivo

GIMA 21052
GIMA 21053
GIMA 21054
GIMA 21055

 Xianning Full Guard Medical Products Co., Ltd
 Yongan East Road Wenquan Economic Development Zone, Xianning City, Hubei Province, China
 Made in China

 REF **FGS-RF-SM50-M**
FGS-RF-SM50-L
FGS-RF-SM50-XL
FGS-RF-SM50-XXL

 EC REP ZOUSTECH S.L.
 Pso. Castellana, 141 - Planta 19,
 28046 - Madrid, Spain

Importato da:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
 gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

 **STERILE EO MD**

