

meso-relle[®]

Raccordo multiniettore

Needles-syringe connector multinjector

Raccord seringue-aiguilles multipuncteur

Nadel -Spritzen- Verbindung für Mehrfachinjektionen

Conector multiinjector para aguja-jeringa

Istruzioni d'uso

Il raccordo Mesorelle collega una siringa con numerosi aghi consentendo di effettuare una iniezione ipodermica multipla con una sola manualità.

Va innestato sulla siringa già riempita e dopo il montaggio degli aghi l'eventuale aria residua viene espulsa con la stessa tecnica dell' ago singolo. Modelli disponibili: lineari per 3, 5 e circolari per 3, 5, 7 aghi rispettivamente di cono luer, realizzati in materiale plastico specifico per uso medico, trasparente per il controllo della camera interna.

La sterilità è garantita a confezione integra. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce.



M.V. srl – Via Don G. Dossetti 5/7 – 46023 Palidano di GONZAGA (MN)

Distributor: BIOTEKNE srl, - Via della Bastia, 9 – 40033 Casalecchio di Reno (BO)



STERILE|EO



Ultimo aggiornamento: Maggio 2011