

OCCHIALI D'ISOLAMENTO MEDICALI
MEDICAL ISOLATION GOGGLES
LUNETTES MÉDICALES D'ISOLEMENT
GAFAS DE AISLAMIENTO MÉDICO
ÓCULOS DE ISOLAMENTO MÉDICO
MEDIZINISCHE ISOLATIONSBRILLE
ΙΑΤΡΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ
MEDISCHE ISOLATIEBRIL
MEDICINSK ISOLATIONSBRILLE
MEDICINSK ISOLERINGSGLÖGONE
LÄÄKETIETEELLISET ERISTYSLASIT
MEDISINSKE ISOLASJONSBRILLE
OKULARY IZOLACYJNE MEDYCZNE
LÉKAŘSKÉ IZOLAČNÍ BRÝLE
MEDICINSKA IZOLACIJSKA OČALA
MEDICINSKE IZOLACIJSKE NAOČALE
ORVOSI SZEMÉVEZET
OCHEAREI DE IZOLAT MEDICAL
МЕДИЦИНСКИ ИЗОЛАЦИОННИ ОЧИЛА
ةي بطل لزعلا تاراظن

REF GDG02 (Gima 25266)

Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd
No. 10 Beiyuan Ave., Huangyan Taizhou,
318020 Zhejiang China
www.chinagongdong.com
Made in China



ZOUSTECH S.L.
Pso. Castellana, 141- Planta 19, 28046-Madrid,
Spain

Importato da / Imported by / Importé par / Importiert von/ Importado por/ Importado por/ Εισάγεται από / Importowane przez / Importat de / Importováno / Importerad av / Maahantuoja / Importerad av / Uvezao / Importálja / Importert av / Geïmporteerd door / Importeret af / Внесен от / داري تاسا :

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Istruzioni per l'uso

Modello: Completamente chiuso con presa d'aria

Rev. A/1 Data di entrata in vigore: Aprile 2020

Descrizione:

Gli occhiali isolanti per uso medico sono finalizzati a creare una barriera fisica che separi gli occhi dall'area immediatamente circostante. Questo dispositivo impedisce a schizzi di goccioline o liquidi di entrare a contatto con l'utente. Gli occhiali isolanti per uso medico sono di tipo monouso.

Indicazioni per l'uso:

Protezione degli occhi e delle relative membrane mucose da schizzi, spruzzi, getti di liquidi corporei.

Controindicazioni:

Nessuna.

Effetti collaterali del prodotto:

Questo prodotto non ha effetti collaterali.

Avvertenze:

1. Non usare se i componenti mostrano segni di danneggiamento.
2. Non esporre i componenti a temperature superiori a quelle specificate sull'etichetta dell'imballaggio.
3. Smaltire il prodotto come rifiuto a rischio biologico, in conformità ai protocolli vigenti presso l'istituzione

Funzionamento:



Estrarre gli occhiali dalla busta di imballaggio, verificare che gli occhiali siano in buone condizioni e strappare la pellicola protettiva; gli occhiali fisseranno la fascia elastica dietro la testa e regoleranno il dispositivo di fissaggio morbido per adattarlo perfettamente al viso

Conservazione:

Conservare il prodotto in un luogo asciutto ad una temperatura di 0-30°C.

Tenere lontano dalla luce del sole. 1.

Spiegazioni dei simboli:

	Data di scadenza		Dispositivo monouso, non riutilizzare
	Numero di lotto		Non utilizzare se l'imballaggio è danneggiato
	Data di fabbricazione		Conservare al riparo dalla luce solare
	Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2016/425		Conservare in luogo fresco ed asciutto
	Fabbricante		Rappresentante autorizzato nella Comunità europea
	Codice prodotto		

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi

DPI CE di Cat. II rilasciato da:

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH

Ente notificato 0196 Alboinstraße 56, 12103 Berlino, Germania

in conformità all'Allegato II del Regolamento (UE) 2016/425 - Norma armonizzata EN 166: 2001 Direttiva 2001/95/CE