



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**FRANTUMAPILLOLE
PILL PULVERIZER
BROYEUR DE PILULES
TRITURADOR DE PÍLDORAS
TABLETTENZERKLEINERER
ESMAGADOR DE PÍLULAS
KRUSZARKA DO TABLETEK
ΚΑΤΑΟΤΡΟΦΕΑΣ ΧΑΠΙΩΝ**

GIMA 25731

Fabbricante/Manufacturer/Fabricant/Fabricante
Fabricante/Hersteller/ProducentΚατασκευαστής
Ningbo Pinbo Plastic Manufactory Co., LTD
6F, No.17 Building, 636 Duantang East Rd, Ningbo, 315012 China
Made in China

REF PT97644

M25731-M-Rev.4-11.24


Importato da / Imported by / Importé par
Importado por / Importado por / Importiert von
Importowane przez / Εισαγωγή από:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com





ITALIANO

FRANTUMAPILLOLE

Polverizza pillole di ogni misura.

- 1) Posizionare la pillola nella cavità trasparente.
- 2) Avvitare la parte blu fino in fondo.
- 3) Dissolvere il medicamento in polvere in latte, acqua...

ATTENZIONE: non frantumare capsule a rilascio temporizzato, nel dubbio consultare il proprio farmacista.

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.