

# **ISTRUZIONI PER L'USO**

## **DEFLUSSORI**

### **DESTINAZIONE D'USO:**

Dispositivo medico per somministrazione di sostanze medicinali.

### **ISTRUZIONI PER L'USO:**

Prima dell'uso verificare la data di scadenza.

Verificare l'integrità della confezione prima dell'uso.

Aprire la confezione ed usare immediatamente.

Non utilizzare se la confezione è danneggiata.

In caso di riutilizzo è possibile l'instaurarsi di infezioni: consultare un medico.

Preparare con cura e asetticamente la zona.

Estrarre il dispositivo dalla confezione.

Procedere con la somministrazione.

Al termine del processo, smaltire come rifiuto ospedaliero.

### **LATEX FREE:**

Il dispositivo è privo di lattice per evitare il rischio di reazioni allergiche.

### **METODO DI STERILIZZAZIONE:**

Sterilizzazione ad Ossido di Etilene (EtO), quantità residua di gas secondo le normative vigenti

### **SMALTIMENTO:**

Lo smaltimento deve essere effettuato in ottemperanza alle norme nazionali vigenti. L'incenerimento o lo smaltimento in discarica devono essere svolti in condizioni controllate. Il prodotto che non è venuto a contatto con agenti infettivi o altri materiali rischiosi, non può essere considerato rifiuto pericoloso.

### **CONSERVAZIONE:**

Conservare in luogo fresco ed asciutto lontano da fonti di calore.

*Le suddette Istruzioni per l'Uso devono essere conservate dall'utilizzatore per tutta la durata del DM.*



**Health&Safety**

RAYS SPA

via Francesco Crispi - 60027 Osimo (AN)

Tel. 071 2868935 - Fax 071 2868911 - [www.rays.it](http://www.rays.it) - [info@rays.it](mailto:info@rays.it)