





# seca

## seca 203



### IT Garanzia

Concediamo 24 mesi di garanzia a partire dalla data di acquisto per difetti che si possono ricondurre a difetti di materiale o di fabbricazione. La garanzia decade, se l'apparecchio viene aperto da persone non autorizzate. **Attenzione:** la garanzia è valida solo unitamente alla ricevuta di acquisto.



WHR	✓	⚠
♂	< 1.0 *	≥ 1.0 *
♀	< 0.85 *	≥ 0.85 *

\*Obesity: preventing and managing the global epidemic. Report of a WHO Consultation. WHO technical report series 894 (1999: Geneva Switzerland).

### Technische Daten • Technical Data • Fiche technique • Specifiche tecniche • Datos técnicos • Dane techniczne • Dados técnicos

MAX	205 cm
d	1 mm
	±5 mm

### CE Dichiarazione di conformità

Con la presente seca gmbh & co. kg dichiara che il prodotto è conforme alle disposizioni vigenti delle direttive europee applicabili. Il testo completo della dichiarazione di conformità è reperibile su: [www.seca.com](http://www.seca.com).

	$\varnothing = 70\text{ mm}$ $h = 28\text{ mm}$
	~ 75 g
	0.5 - 0.9: ±0.03 0.9 - 1.2: ±0.04 1.2 - 1.6: ±0.05 1.6 - 2.0: ±0.06
	10 °C - 40 °C

	-25 °C - 65 °C
--	----------------

### Reinigung • Cleaning • Nettoyage • Pulizia • Limpieza • Czyszczenie • Limpeza

Pulite il dispositivo meccanico, quando se ne presenta la necessità, con un detersivo per usi domestici oppure con un disinfettante normalmente in commercio. Attenetevi alle indicazioni del fabbricante.

Medical Measuring Systems and Scales since 1940  
seca gmbh & co. kg  
Helmweg 32a/Steinmühl 3,20  
22089 Hamburg Germany  
Telephone +49 40 20 00 00 0  
Fax +49 40 20 00 00 50  
info@seca.com

All contact data under [www.seca.com](http://www.seca.com)

seca group

seca deutschland seca italia seca suomi  
seca france seca mexico seca america latina  
seca united kingdom seca australia seca asia pacific  
seca north america seca brazil  
seca schweiz seca middle east  
seca hong kong seca india