

CODICE 27557**MANUALE UTENTE – POLTRONA DONATORI – blu****SIMBOLI:**

Simbolo	Definizione del simbolo
	Leggere attentamente le istruzioni per l'uso
	Conservare lontano da luce solare
	Conservare in luogo asciutto
	Prodotto conforme alla Direttiva Europea 93/42
	Numero di lotto
	Indirizzo fabbricante
	Codice prodotto

I. CARATTERISTICHE GENERALI

La poltrona è realizzata in metallo a sezione ovale, quadra e tonda.

Il piano d'uso in gomma ad alta densità ignifuga classe 1 IM è rivestito in tessuto spalmato (skai) ignifugo classe 1 IM. La regolazione sincronizzata dei due cuscini è regolabile mediante pompa a gas (600 N). L'inclinazione dello schienale è +60° e -5° c.a. in posizione trendelenburg, la pediera -80° e +5° c.a.

I braccioli sono dotati di snodo che ne garantisce una perfetta inclinazione durante il loro utilizzo; possono essere regolati in altezza ed estraendoli ruotati di 180°. Sono presenti quattro piedini regolabili che garantiscono una stabilità ottimale.

II. PORTATA

130 Kg.

III. PULIZIA

Utilizzare i comuni detergenti neutri presenti in commercio.

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Ci congratuliamo con Voi per aver acquistato un nostro prodotto.

Questo prodotto risponde a standard qualitativi elevati sia nel materiale che nella fabbricazione.

La garanzia è valida per il tempo di 12 mesi dalla data di fornitura GIMA.

Durante il periodo di validità della garanzia si provvederà alla riparazione e/o sostituzione gratuita di tutte le parti difettose per cause di fabbricazione ben accertate, con esclusione delle spese di mano d'opera o eventuali trasferte, trasporti e imballaggi. Sono esclusi dalla garanzia tutti i componenti soggetti ad usura.

La sostituzione o riparazione effettuata durante il periodo di garanzia non hanno l'effetto di prolungare la durata della garanzia.

La garanzia non è valida in caso di: riparazione effettuata da personale non autorizzato o con pezzi di ricambio non originali, avarie o vizi causati da negligenza, urti o uso improprio.

La garanzia decade se non viene rispettato quanto sopra e se il numero di matricola (se presente) risulta asportato, cancellato o alterato.

I prodotti ritenuti difettosi devono essere resi solo e soltanto al rivenditore presso il quale è avvenuto l'acquisto. Spedizioni inviate direttamente a GIMA verranno respinte.



GIMA S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) - Italia