

MONTAGGIO BARELLA COD. 27801



A fianco i componenti del kit di assemblaggio per la barella, escluso il materassino.

Kit per la base.



Kit da unire al materassino.

Unire le parti al materassino, i due maniglioni che permettono la spinta, le due basi e l'asta per la regolazione dell'altezza dello schienale.



Immagine dell'assemblaggio.

Unire le parti che compongono la base scorrevole, le 2 aste e i 2 supporti con ruote.



Immagine dell'assemblaggio.

Alla fine sovrapporre alla base scorrevole il materassino assemblato precedentemente.



Assemblaggio finito.