



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**SOSTEGNO PER SACCHE URINA
CON COPERTURA RIUTILIZZABILE**

**HANGER HOLDER WITH REUSABLE COVER FOR URINE
BAG**

**CROCHET AVEC ENVELOPPE RÉUTILISABLE POUR
POCHE À URINE**

**GANCHO CON COBERTURA REUTILIZABLE PARA BOLSA
ORINA**

**SUORTE DE CABIDE COM CAPA REUTILIZÁVEL PARA
SACO DE URINA**

**BÜGELHALTER MIT WIEDERVERWENDBARER
HÜLLE FÜR URINBEUTEL**

**WIESZAK DO WORKÓW NA MOCZ Z POKRYCIEM
WIELOKROTNEGO UŻYTKU**

**ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΜΕ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ
ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ**



ITALIANO

Supporto a gancio con copertura riutilizzabile per sacca di raccolta urine

Istruzioni per l'uso:

- Posizionare la sacca di raccolta urine all'interno della copertura.
- Assicurarsi che le tacche stampate sulla sacca di raccolta urine siano visibili attraverso il visore.
- Quando viene utilizzata la sacca di raccolta urine con valvola inferiore, inserire la valvola di uscita nel foro inferiore.
- Posizionare il gancio negli appositi fori per appendere la sacca di raccolta urine.

REF 28698

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importado por /
Eingeführt von / Importowane przez / Εισαγωγή από:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

Made in Israel

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant n/ Fabricante / Hersteller/ Fabricante /
Προδουcent/ Κατασκευαστής:

Mizra Medical Ltd.

21 Hasadna Street, Industrial Park, Holon, 5881411, Israel
dror@mizramedical.com