

CINGHIE MONITOR FETALE SINGOLO PAZIENTE SINGLE PATIENT FOETAL TRANSDUCER BELTS SANGLES POUR TRANSDUCTEUR FOETAL À USAGE UNIQUE CORREAS PACIENTE INDIVIDUAL PARA SONDA FETAL CORREIA FETAL TRANSDUTORA DESCARTÁVEL EINWEG-GÜRTEL FÜR FETALEN SCHALLKOPF  $Z\Omega NH MOP\PhiOTPO\PiEA EMBPYÏKOY EAETXOY MIAS XPHSHS$ 

EENMALIGE FOETALE TRANSDUCER RIEM
PASEK PRZETWORNIKA PŁODU JEDNORAZOWEGO
UŻYTKU

CUREA ABDOMINALĂ PENTRU MONITORIZARE FE-TALĂ, DE UNICĂ FOLOSINȚĂ FOSTERGIVAREBÄLTE FÖR ENGÂNGSBRUK

# **GIMA 29544**



Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής / Fabrikant / Producent / Producětor / Tillverkare: Dongguan Belcare Medical Technology Co., Ltd. 503 of 2nd. Block, #2 of Shaping Road, Tangxia Town, Dongguan, Guangdong, China 523710 - joe@belcare-med.com Made in China

Importato da/Imported by/ Importé par/ Importiert von/ Importado por/ Importado por/ Εισάγεται ααπό / Geïmporteerd door / Importowane przez / Importat de / Importerad av:

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com www.gimaitaly.com

















# Uso previsto:

 Questo prodotto funziona in base alla regolazione della posizione della fibbia sulla cintura per fissare il trasduttore fetale.

# Introduzione al prodotto:

- Nome del prodotto: Cintura monouso con trasduttore fetale.
- Struttura del prodotto: È composto da una cintura elastica e da una fibbia.

# Gamma di prodotti:

 Viene utilizzato con il trasduttore fetale in gravidanza nel monitoraggio fetale, per fissare il trasduttore fetale.

#### Condizione d'uso:

Temperatura: 0°C~40°CUmidità relativa: 15%~95%

• Pressione atmosferica: 70kpa~106kpa

#### Confezione e conservazione:

- La cintura fetale monouso deve essere confezionata in un unico imballaggio; il prodotto confezionato deve essere conservato in un locale non corrosivo e con una buona ventilazione.
- Conservare l'ambiente come indicato di seguito:

• Temperatura: -10°C~+40°C

• Umidità relativa: ≤80%

Pressione atmosferica: 70kpa~106kpa

# Installazione/utilizzo:

- Fissare un'estremità della cintura al trasduttore inserendo uno dei fori della cintura sul pulsante in cima al trasduttore.
- Mantenendo il trasduttore in posizione, tendere l'altra estremità della cintura e agganciarla al

pulsante, assicurando una tensione sufficiente a mantenere il trasduttore in contatto con l'addome.

• Evitare di stringere eccessivamente per non creare inutili disagi al paziente.

### Prodotto pulito:

• Lavare la cintura in acqua tiepida, non strofinare il bordo della cintura fetale per evitare la rimozione, non esporla.

#### Periodo di validità:

Periodo di validità: 2 anni.

# Sostituire e abbandonare:

- Sostituire: In queste situazioni, come fratture, danni elastici, data di scadenza, sostituire la cintura fetale con una nuova.
- Abbandono: Il nastro abbandonato può essere trattato come un normale rifiuto.

# Controindicazioni, precauzioni, avvertenze e consigli di prudenza:

- Controindicazioni: Le cinture non devono essere fissate nel punto della lesione.
- Allergie allo spandex da smettere di usare.
- Avvertenze: Questo prodotto è monouso per evitare infezioni incrociate. Leggere le istruzioni prima dell'uso.

### CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

