

# FOOTSWITCH

UDI 8 033638 321607

REF 00304.04

2024

1

1-2 cc  
4 nc  
3-5 switch



IP 67  
WATER PROOF

MD

CE

cable 3 mt MADE IN ITALY

LED SpA  
Via M.T. Cicerone 138  
03100 Frosinone (LT) - ITALY



-10°C

50°C

10% 85%

IT EN ES FR DE PT PL

IA00304-04b\_ML1  
ed. 2022-10 2022 (C) LED SpA

IT PEDALE SINGOLO STAGNO (5 pin) 3 mt

Il prodotto è fornito per il comando a pedale di unità elettroniche compatibili.

Verificare lo stato del prodotto prima dell'utilizzo scartare i prodotti difettosi.

Il presente prodotto è compatibile con le versioni di apparecchiature che lo prevedono, fate riferimento alle istruzioni dell'unità.

Le connessioni devono essere eseguite da personale addestrato.

Installazione:

- inserire il connettore del prodotto sul connettore specifico dell'unità elettronica, facendo attenzione al verso d'inserimento (fig. A -part. 1-2).
- per bloccare il prodotto sull'unità ruotare la ghiera (fig. A - part. 3).

Accendere l'unità ed effettuare delle prove di funzionamento agendo sul pedale (fig. A part 4).

FIG.-IM.-BILD-GRAFIC-RYS. A



IT PREMERE = ATTIVAZIONE / RILASCIO = NO ATTIVAZIONE