

**ITALIANO**


Thermo Feel

Manuale di istruzioni

Thermo Feel è uno strumento di forma cilindrica le cui estremità sono realizzate una in acciaio e l'altra in plastica. La differente proprietà termica dei due materiali, messi alternativamente a contatto con la pelle (vedi figure), consente di chiedere al soggetto se percepisce la variazione di temperatura. Thermo Feel non è un Dispositivo Medico ma rappresenta uno strumento solo indicativo di supporto per uno screening iniziale su soggetti diabetici potenzialmente a rischio di neuropatia. I risultati forniti non sono utili a fini diagnostici.

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi



Distribuito da / Distributed by / Distribué par / Distribuido por
/ Distribuído por / Vertrieben von / Διανέμεται από / Distribuit
de / Dystrybuowane przez / Distributer / Forgalmazza /
Išplatino / Разпространяван от / توزيع

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

Made in China