

# CINTURE IMMOBILIZZAZIONE

ITALIANO

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

Misura: 5x213 cm

Questo prodotto viene utilizzato in barella durante il trasferimento del paziente.

Capacità di carico: superiore a 200 Kg.

## OPERAZIONI

Allentare la cinghia di sicurezza e posizionare il paziente sulla barella. Quindi fissare la fibbia e regolare la lunghezza della cinghia.

## MANUTENZIONE DEL PRODOTTO

Dopo ogni utilizzo pulire la cintura con acqua o con un detergente neutro. Lasciar asciugare prima di riporre per un successivo utilizzo. Se sono presenti macchie di sangue o fluidi corporei, disinfettare e detergere.

## SIMBOLI

	Codice prodotto
	Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso
	Dispositivo medico
	Leggere le istruzioni per l'uso
	Fabbricante
	Data di fabbricazione
	Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745
	Conservare in luogo fresco ed asciutto
	Conservare al riparo dalla luce solare
	Numero di lotto

## CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

**REF** 34012 - 34013 - 34015



**Gima S.p.A.**  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)  
Made in China

