

SET DA 3 CINTURE - TIPO B - arancioni

SET OF 3 BELTS - B - orange

ITALIANO

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

INTRODUZIONE

Dimensioni: 5cmx274cm

Il prodotto include: 3 cinghie (colori a scelta come in figura) e 1 astuccio.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. Questo prodotto viene utilizzato con la barella per il trasporto dei pazienti in contesti emergenziali.
2. Il materiale della cinghia è PP.
3. Il materiale della fibbia è POM (al centro) + acciaio (entrambe le estremità).
4. La lunghezza della cinghia è regolabile e l'attacco può essere velocemente rimosso.
- 5 La forza di trazione che l'intero prodotto è in grado di sopportare è superiore a 60 kg.

FASI OPERATIVE

Sganciare la cinghia di sicurezza e fissare il paziente sulla barella, quindi stringere la fibbia, regolare la lunghezza della fascia in maniera tale che il paziente risulti bloccato in modo sicuro.

CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DEL PRODOTTO

Dopo ogni utilizzo, utilizzare acqua corrente o un detergente neutro per pulire lo sporco dalla superficie. Una volta asciugata, conservare per utilizzi successivi.

SIMBOLI

	Codice prodotto
	Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso
	Dispositivo medico
	Leggere le istruzioni per l'uso
	Fabbricante
	Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745
	Conservare in luogo fresco ed asciutto
	Conservare al riparo dalla luce solare
	Numero di lotto

REF 34014



Gima S.p.A.
 Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
 gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
 Made in China

MD **CE**

