



CE
EN1865

TAVOLA SPINALE SPINE BOARD
TABLA ESPINAL SPINE BOARDS
PLAN DUR

PVS SpA
Cassina de Pecchi – I

ITALIANO

Caratteristiche La tavola spinale è costituita in un solo pezzo, è radio trasparente al 100% , è galleggiante, non attaccabile dai liquidi corporei, adatta per ogni tipo di ambulanza. Si possono montare tutti i tipi correnti di ferma capo.

Si consiglia l'uso da parte di personale specializzato. Nell'uso evitare il contatto con cute lesa.

Pulizia :Lavare con acqua calda e sapone o con liquido battericida

DATI DIMENSIONALI - SIZES - DIMENSIONS ABMESSUNGEN - DIMENSIONES	
PORTATA - LOADING CAPACITY - CAPACITE DE CHARGE - BELASTBARKEIT - ALCANCE	150 KG.
LUNGHEZZA - LENGHT - LONGUEUR - ERSTRECKUNGSLAENGE - LONGITUD	184 cm.
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE - ANCHURA	41 cm
SPESSORE - TICKNESS - EPAISSEUR - DICKE - ESPESOR	5 cm.
PESO - WEIGHT - POIDS - GEWICHT - PESO	7,20 KG.