

**AVVERTENZE D'USO**  
**DISPOSITIVO DIAGNOSTICO IN-VITRO CE- Per uso professionale sanitario**

- Dispositivi diagnostici in-vitro: provette, contenitori raccolta liquidi biologici, piastre di Petri, aste per microbiologia, tazzine per autoanalizzatore. Utilizzare esclusivamente per raccolta di campioni di origine umana diversa dal sangue. Non variare la destinazione d'uso, ogni uso diverso è da ritenersi improprio. Utilizzare il dispositivo esclusivamente con accessori adatti.
- Utilizzare i guanti protettivi.
- Non avvicinare il dispositivo ad una fiamma.
- Non utilizzare il prodotto se scaduto, danneggiato o con la confezione aperta.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce diretta del sole.
- Smaltire il prodotto secondo la normativa vigente, in un contenitore per rifiuti a rischio biologico.
- Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.
- **Prodotto sterile: sterilità garantita fino alla scadenza a confezione integra. La sterilizzazione è effettuata mediante raggi Beta.**
- Il dispositivo è monouso. Il riutilizzo del dispositivo comporta la perdita di tutte le prestazioni e caratteristiche.
- Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere segnalato al fabbricante e all'Autorità Competente dello Stato in cui il paziente stesso risiede.



F.L. Medical s.r.l. Unipersonale – Via Enrico Mattei, 20- 35038 Torreglia (PD) – Italy  
Phone +390495211475 – Fax +390495212566 – mail info@flmedical.com

AL536\_Use Warnings IVD\_FI Medical



Rev. 2 del 12.04.2022