

PROVETTE PER CENTRIFUGA

DISPOSITIVO DIAGNOSTICO IN-VITRO CE,
Per uso professionale sanitario

Tipo di campione: sangue, siero o urina

ISTRUZIONI D'USO

- 1) Verificare le informazioni riportate sul prodotto e l'integrità della confezione.
- 2) Scrivere sull'etichetta le informazioni adeguate (nome del paziente, test, campione ecc.)
- 3) Aprire la provetta per centrifuga.
- 4) Usando lo strumento appropriato, porre il campione nella provetta per la diluizione, la conservazione, la centrifugazione, la coltura batterica o altre applicazioni.
- 5) Chiudere efficacemente la provetta da centrifuga con il suo tappo per evitare qualsiasi perdita durante la centrifugazione.

AVVERTENZE D'USO

- Dispositivo destinato all'uso da parte di operatori sanitari;
- Utilizzare guanti protettivi.
- Non posizionare il dispositivo vicino ad una fiamma.
- Non utilizzare il prodotto se scaduto, danneggiato o con la confezione aperta.
- Non modificare l'uso previsto, qualsiasi altro uso è considerato improprio.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Utilizzare il dispositivo solo con gli accessori adatti.
- Conservare in un luogo asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce diretta del sole.
- Smaltire questo prodotto in conformità con le normative locali, in un contenitore per rifiuti a rischio biologico.
- Il dispositivo è monouso. Il riutilizzo del dispositivo comporterà la perdita delle sue prestazioni e caratteristiche.
- Qualsiasi incidente grave che si verifichi con il dispositivo deve essere segnalato al fabbricante e all'autorità competente del paese in cui risiede il paziente.



F.L. Medical s.r.l. Unipersonale – Via Enrico Mattei, 20- 35038 Torreglia (PD) – Italy
Phone +390495211475 – Fax +390495212566 – mail info@flmedical.com

