




SIZE 0,5 1 A




SIZE 3 4 5 C - D



SIZE 5,5 6 E - F - G




SURGIVEST




surgifix®

شبكة أنبوبية مرنة
 Elastична мрежеста превръзка с цилиндрична форма
 Elastický tubulární obvaz
 Elastisk net tubebandage
 Elastne võrkside
 Elastinen verkkoside
 Filet tubulaire élastique
 伸縮ネットホータイ
 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ ΔΙΧΤΥΩΤΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ
 Elastic tubular net bandage
 Rete tubolare elastica
 Elastīga tubulāra tīklveida saite
 Užmaunamas elastinis tinklinis tvarstis
 Elastisch tubulair netverband
 Elastisk nettbandasje
 Elastyczny rurkowy bandaż siatkowy
 Rede tubular elástica
 Faşa elastică din plasă tubulară
 Трубчатая эластичная сетка
 Elastický tubulárny obvaz
 Elastcna mreza za cez povoj
 Malla tubular elástica
 Elastisk tubgasbinda
 Elastischer Netzschlauchverband
 Elastik Tubuler File Bandaj
 Rugalmas csőszerű hálókötés


SIZE 2 3 B - C




SIZE 5 5,5 C - D




SIZE 6 7 8 9 10 G - H - I



SURGISLIP



SIZE 5,5 D - E - F



Via delle Poste, 16
 14010 Dusino San Michele (AT) - Italy
 www.fraproduction.it



JA

用途：貼付剤やガーゼ等を固定するための筒状の伸縮ネット包帯

注意事項：

- ・本品を直接傷口に使用しないでください。
- ・本来の目的以外での使用はおやめください。
- ・キツイと感じる場合は、サイズのひとつ大きいものを使用してください。
- ・直射日光、水ぬれ、火気及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管してください。
- ・本品はラテックスを含有しています。使用中、または使用後に、かゆみ、痛みなどの異常を感じたときは、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。

