

CENTRIFŪGINIAI TYRIMŲ MĒGINTUVĒLIAI

CE ŽENKLU PATVIRTINTA IN VITRO DIAGNOSTIKOS PRIEMONĒ
Profesionāliam naudojumui sanitariniais tikslais

Mēģinjo tipas: kraujo, seruma ar šlapimo mēģinys

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

- 1) Patikrinkite informāciju apie gaminj ir pakuotēs vientisumā.
- 2) Ant etiketēs uzrašykite reikiamā informāciju (paciento varda, pavarde, tyrimā, mēģinj ir pan.).
- 3) Atidarykite centrifuginj tyrimj mēģintuvēlj.
- 4) Tinkamu jrankiu jdēkite mēģinj j mēģintuvēlj skiedimui, laikymui, centrifugavimui, bakterijj kultūrai ar kitokiam naudojumui.
- 5) Tvirtai uždarykite centrifuginj mēģintuvēlio dangtelj, kad centrifuguojuant išvengtumēte nuotēkio.

REKOMENDACIJOS DĒL NAUDOJIMO

- Prietaisas skirtas naudoti sveikatos priežiūros specialistams.
- Naudokite apsaugines pirštines.
- Nestatykite prietaiso šalia liepsnos.
- Nenaudokite gaminio, jei jis pasenēs, pažeistas arba atidaryta pakuotē.
- Nekeiskite numatytosios paskirties, bet koks kitas naudojimas laikomas netinkamu.
- Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Prietaisā naudokite tik su tinkamais priedais.
- Laikykite sausoje vietoje, toliau nuo šilumos šaltiniū ir tiesioginiū saulēs spinduliū.
- Gaminj išmeskite pagal vietos taisykles j biologiškai pavojingū atliekū konteinerj.
- Prietaisas yra vienkartinis. Jj naudojant pakartotinai, prarandamos visos funkcijos ir savybēs.
- Apie bet kokj su prietaisu susijusj rimtā incidentā būtina pranešti gamintojui ir valstybēs, kurioje pacientas gyvena, kompetentingai institucijai.



F.L. Medical s.r.l. Unipersonale – Via Enrico Mattei, 20- 35038 Torreglia (PD) – Italy
Phone +390495211475 – Fax +390495212566 – mail info@flmedical.com

