

**LIETOŠANAS IETEIKUMI**  
**CE IN VITRO DIAGNOSTIKAS IERĪCE — profesionālai sanitārai lietošanai**

- In vitro diagnostikas ierīces: mēģenes, konteineri bioloģisko šķidrumu savākšanai, Petri trauciņi, mikrobioloģijas izplatītāji, paraugu krūzes autoanalizatoram. Tikai paraugu, izņemot asinis, savākšanai no cilvēkiem. Neizmantojiet produktu citiem mērķiem, kas varētu tikt uzskatīti par nepiemērotiem. Izmantojiet ierīci tikai ar piemērotiem piederumiem.
- Lietojiet aizsargcimdus.
- Nenovietojiet ierīci liesmas tuvumā.
- Nelietojiet produktu, ja tas ir novecojis, bojāts vai ja iepakojums ir atvērts.
- Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.
- Uzglabāt sausā vietā, prom no siltuma avotiem un tiešiem saules stariem.
- Izmetiet produktu saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem bioloģiski bīstamo atkritumu konteinerā.
- Pirms produkta lietošanas ar noteiktām vielām pārbaudiet materiālu pretestības/saderības tabulu.
- **Sterils produkts: sterilitāte tiek garantēta līdz iepakojuma atvēršanai. Sterilizāciju veic beta stari.**
- Ierīce ir vienreizēja. Atkārtoti lietojot ierīci, tiks zaudēta tās veiktspēja un darbība.
- Par visiem nopietniem incidentiem, kas notiek saistībā ar ierīci, jāziņo ražotājam un pacienta dzīvesvietas valsts kompetentajai iestādei.



F.L. Medical s.r.l Unipersonale – Via Enrico Mattei, 20- 35038 Torreglia (PD) – Italy  
Phone +390495211475 – Fax +390495212566 – mail info@flmedical.com

AL536\_Use Warnings IVD\_FI Medical



Rev. 2 del 12.04.2022