

ANALĪŽU MĒĢENES CENTRIFŪGAI

CE IN VITRO DIAGNOSTIKAS IERĪCE
Profesionālai sanitārai lietošanai

Parauga veids: asinis, serums vai urīns

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

- 1) Pārbaudiet informāciju par produktu un iepakojuma integritāti.
- 2) Uz etiķetes uzrakstiet atbilstošu informāciju (pacienta vārdu, analīzi, paraugu utt.).
- 3) Atveriet analīzes mēģeni centrifūgai.
- 4) Izmantojot atbilstošu instrumentu, ievietojiet paraugu mēģenē atšķaidīšanai, uzglabāšanai, centrifugēšanai, baktēriju kultūrai vai citam pielietojumam.
- 5) Kārtīgi aizveriet centrifūgas mēģeni ar vāciņu, lai izvairītos no noplūdes centrifugēšanas laikā.

LIETOŠANAS IETEIKUMI

- Ierīce, kas paredzēta lietošanai veselības aprūpes speciālistiem;
- Lietojiet aizsargcimdus.
- Nenovietojiet ierīci liesmas tuvumā.
- Nelietot izstrādājumu, kam beidzies derīguma termiņš, bojātu izstrādājumu vai izstrādājumu ar atvērtu iepakojumu.
- Nemainiet paredzēto lietojumu, ja kāda cita izmantošana tiek uzskatīta par neatbilstošu.
- Uzglabājiet bērniem nepieejamā vietā.
- Izmantojiet ierīci tikai ar piemērotiem piederumiem.
- Uzglabājiet sausā vietā, prom no siltuma avotiem un tiešiem saules stariem.
- Likvidējiet izstrādājumu atbilstīgi vietējiem noteikumiem bioloģiski bīstamo atkritumu tvērnē.
- Ierīce ir vienreizēja. Atkārtoti lietojot ierīci, tiks zaudēta tās veiktspēja un darbība.
- Par visiem nopietniem incidentiem, kas notiek saistībā ar ierīci, jāziņo ražotājam un pacienta dzīvesvietas valsts kompetentajai iestādei.



F.L. Medical s.r.l. Unipersonale – Via Enrico Mattei, 20- 35038 Torreglia (PD) – Italy
Phone +390495211475 – Fax +390495212566 – mail info@flmedical.com

