



**TAVOLA SPINALE SPINE BOARD  
TABLA ESPINAL SPINE BOARDS  
PLAN DUR**

**PVS SpA  
Cassina de Pecchi – I**

**ITALIANO**

**Caratteristiche** La tavola spinale è costituita in un solo pezzo, è radio trasparente al 100% , è galleggiante, non attaccabile dai liquidi corporei, adatta per ogni tipo di ambulanza. Si possono montare tutti i tipi correnti di ferma capo.

**Si consiglia l'uso da parte di personale specializzato. Nell'uso evitare il contatto con cute lesa.**

**Pulizia** :Lavare con acqua calda e sapone o con liquido battericida

**ENGLISH**

**Specification** : Spinal board is made in one piece, high density polyethylene construction is impervious to all body fluids. Complete x-ray translucent. Lightweight and buoyant. Is thin enough to accommodate in the ambulance. Compatible with all head immobilization devices

**Spinal boards are to be used by skilled staff. Avoid any contact between the surface and the open wound.**

**Cleaning** : wash with water and soap or bactericidal liquid

**FRANCAIS**

**Caractéristiques** : Le plan dur est réalisé en une seule pièce , en polyéthylène de haute densité, translucide aux rayons X, imperméable, flottable, adaptable à toutes les ambulances , compatible avec tous les types d'immobilisateurs de tête.

**Le plans dur doivent être utilisées par un personnel compétent. Durant l'utilisation éviter tous contacts entre la surface et les blessures.**

**Nettoyage** : laver avec de l'eau chaude et du savon ou utiliser un produit bactéricide.

**GERMAN**

**Merkmal** : Der Wirbelsäulentrage ist aus Polyethylen gefertigt, durchlässig für Röntgenstrahlen, wasserdicht, schwimmfähig, kompakt und schmal für Ambulanzen, vereinbar für alle möglichen Kopffixierungen.

**Man ratet nur spezialisierten Personal die Trage zu benutzen. Während gebrauch darauf achten das die wunde die oberfläche nicht berührt.**

**Reinigung**: Reinigen mit Seife und warmes Wasser , oder gebrauchten Sie ein desinfizier Mittel.

**ESPANOL**

**Características** : La tabla espinal está construida en un sol trozo, es radio transparente al 100% , flotante e no pegable a los liquidos corporeos , apta para cualquier tipo de ambulancia. La tabla es compatible con todo tipo de inmovilizador para cabeza.

**La tabla espinal debe ser utilizada por parte de personal experimentado. En el utilizzo evitar el contacto de la superficie con heridas.**

**Cleaning** : Lavar con agua caliente e jabon o con un producto bactericida.

<b>DATI DIMENSIONALI - SIZES - DIMENSIONS ABMESSUNGEN - DIMENSIONES</b>	
PORTATA - LOADING CAPACITY - CAPACITE DE CHARGE - BELASTBARKEIT - ALCANCE	150 KG.
LUNGHEZZA - LENGHT - LONGUEUR - ERSTRECKUNGSLAENGE - LONGITUD	184 cm.
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE - ANCHURA	41 cm
SPESSORE - TICKNESS - EPAISSEUR - DICKE - ESPESOR	5 cm.
PESO - WEIGHT - POIDS - GEWICHT - PESO	7,20 KG.