



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

SET STECCOBENDE RIGIDE SPLINT KIT with waterproof bag

ITALIANO

1. USO PREVISTO DEL PRODOTTO

Fissaggio temporanea degli arti umani dopo una lesione.

2. PROCEDURA DI UTILIZZO DEL PRODOTTO

Fase 1: Aprire la sacca portatile ed estrarre il prodotto come raffigurato. (Figura 1)

Fase 2: Aprire il prodotto. (Figura 2)

Fase 3: Posizionare con cura il prodotto sotto all'arto da immobilizzare. (Figura 3)

Fase 4: Una volta fissato il prodotto, il paziente può essere spostato in modo che possa ricevere le cure necessarie. (Figura 4)



Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

3. MANUTENZIONE

3.1 Pulire con un panno pulito e disinfettare con un disinfettante. Risciacquare con acqua calda e lasciare asciugare naturalmente all'aria. Pulire la superficie con un panno pulito.

3.2 Il prodotto deve essere conservato ad una temperatura compresa tra -20 e 60 °C e in un ambiente asciutto e aerato, al riparo da gas corrosivi e pioggia.

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

SIMBOLI

	Codice prodotto
	Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso
	Dispositivo medico
	Leggere le istruzioni per l'uso
	Fabbricante
	Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745
	Conservare in luogo fresco ed asciutto
	Conservare al riparo dalla luce solare
	Numero di lotto
	Data di fabbricazione
	Limite temperatura

ENGLISH

1. PRODUCT FUNCTION

For temporary fixation of human limbs after injury.

2. PRODUCT USING STEPS

Step 1: Open the portable bag and take out the required specifications as needed. (Figure 1)

Step 2: Expand the product. (Figure 2)

Step 3: Carefully place the product under the limb to be immobilized. (Figure 3)

Step 4: After the product is fixed, the patient can be transferred for further treatment. (Figure 4)





Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4

3. MAINTENANCE

3.1 Clean with a clean cloth and disinfect with disinfectant, rinse with hot water and air dry naturally, clean the surface with a clean cloth.

3.2 The product should be placed at -20 to 60 °C, and must be stored in a dry and ventilated condition without corrosive gas and rain.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

GIMA WARRANTY TERMS

The Gima 12-month standard B2B warranty applies.

SYMBOLS

	Product code
	Caution: read instructions (warnings) carefully
	Medical Device
	Consult instructions for use
	Manufacturer
	Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745
	Keep in a cool, dry place
	GB Keep away from sunlight
	Lot number
	Date of manufacture
	Temperature limit

REF 34119



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China

