

BASTONE CON SEDILE STICK WITH SEAT

ITALIANO

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

INTRODUZIONE

Bastone con sedile prodotto in alluminio il quale risulta essere leggero e resistente. La punta è ricoperta da una gomma antiscivolo.

NORME DI SICUREZZA

Rivolgersi sempre al proprio rivenditore specializzato per imparare ad usarlo in modo adeguato.

Non conservare all'esterno, non esporlo per periodi prolungati ai raggi solari.

Spostarsi sempre lentamente facendo piccoli passi per fare in modo che la distribuzione del peso sia regolare e la posizione sia stabile e sicura.

Non usare su superfici scivolose (pavimento bagnato, neve, ghiaccio) né sulle scale.

Non usare per scopi diversi da quelli per cui questo prodotto è stato progettato.

Osservare sempre i limiti di peso indicati sull'etichetta o nelle istruzioni.

Usare solo puntali originali per le riparazioni. Solo il personale qualificato è autorizzato a riparare questo articolo. In caso di lungo inutilizzo, far controllare l'apparecchio dal proprio rivenditore specializzato.

Prestare attenzione in caso di utilizzo su terreni imperfetti e dissestati. Controllare l'usura della gomma antiscivolo e sostituirla se necessario.

UTILIZZO

Per sedersi, far scorrere il sedile dall'alto verso il basso

MANUTENZIONE

Il prodotto deve essere pulito regolarmente con uno straccio pulito e asciutto.

L'impugnatura deve essere pulita con un detergente neutro (non usare prodotti corrosivi).

Le estremità devono essere controllate e cambiate regolarmente in caso di usura.

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

 REF	Codice prodotto		Leggere le istruzioni per l'uso		Fabbricante
 LOT	Numero di lotto		Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745		Dispositivo medico
	Conservare in luogo fresco ed asciutto		Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso		Data di fabbricazione
	Conservare al riparo dalla luce solare		Rappresentante autorizzato nella Comunità europea		

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

INTRODUCTION

Stick with seat, made of aluminium which is light and resistant. The tip is covered with non-slip rubber.

SAFETY RULES

- Always contact your specialist dealer to learn how to use it appropriately.
- Do not store outdoors, do not expose it to prolonged periods of sunlight.
- Always move slowly, taking small steps to ensure that the weight distribution is even and that the position is stable and safe.
- Do not use on slippery surfaces (wet floors, snow, ice) or on stairs.
- Do not use for purposes other than those for which this product has been designed.
- Always comply with the weight limits indicated on the label or in the instructions.
- Use only original tips for repairs.
- Only qualified personnel are authorised to repair this item.
- Should you not use the device for long periods of time, have it checked by your specialist dealer.
- Use caution when using on unstable and uneven ground.
- Check the wear of the non-slip rubber and replace it if necessary.

USE

To sit down, slide the chair from top to bottom.

MAINTENANCE

- The product must be cleaned regularly with a clean and dry cloth.
- The handle must be cleaned with a neutral detergent (do not use corrosive products).
- The ends must be checked and changed regularly in case of wear.

GIMA WARRANTY TERMS

The Gima 12-month standard B2B warranty applies.

 REF	Product code		Consult instructions for use		Manufacturer
 LOT	Lot number		Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745		Medical Device
	Keep in a cool, dry place		Caution: read instructions (warnings) carefully		Date of manufacture
	Keep away from sunlight		Authorized representative in the European community		

 **FS911L (43060)**

 **Foshan Dongfang Medical Equipment Manufacturer (LTD.)**
 5 Xingfu Road, Zone A, Shishan Industrial Park,
 Nanhai District, Foshan City, China, 528000
 Made in China

 **MedNet EC-Rep GmbH**
 Borkstrasse 10. 48163 Muenster. Germany

Importato da / Imported by:
Gima S.p.A.
 Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
 gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

