



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
Italia: tel. 199 400 401 - fax 199 400 403
Export: tel. +39 02 953854209/221/225 - fax +39 02 95380056
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

CARRELLO A DUE RIPIANI **TROLLEY WITH 2 SHELVES** **CHARIOT À DEUX NIVEAUX** **CARRITO DOS ESTANTES**

Manuale utente - User manual - Notice d'utilisation - Manual del usuario

ATTENZIONE: *Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.*


ATTENTION: *The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.*

AVIS: *Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.*

ATENCIÓN: *Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.*



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1
20060 Gessate (MI) Italy



ITALIANO


Inserire le viti diametro 6X25 mm nei ripiani e 6X40 mm nelle traverse come indicato nelle immagini.

L'intera struttura è lavabile con i comuni detergenti presenti in commercio.

ENGLISH

Insert the screws 6x25 mm into the shelves and screws 6x40 mm in the crossing bars as indicated in pictures.


The whole structure is washable with usual detergents.



FRANÇOIS

Introduire les vis diamètre 6X25 mm dans les niveaux et 6X40 mm dans les traverses comme indiqué sur les images.

L'ensemble de la structure est lavable avec des détergents habituels.



ESPAÑOL

Inserte los tornillos de diámetro 6X25 mm en los estantes y 6X40mm en los travesaños como se muestra en las imágenes.

Toda la estructura se pueden limpiar con los productos para la limpieza normalmente disponibles en el mercado.