

## NL - WEGWERP KARTONNEN MONDSTUKKEN

### GEBRUIKSAANWIJZING

**BEOOGD GEBRUIK:** de wegwerpmondstukken zijn bedoeld voor gebruik in combinatie met longfunctietestapparatuur en stellen de patiënt in staat het onderzoek af te leggen zonder direct contact met de apparatuur.

De patiënt manipuleert persoonlijk het mondstuk door het in de apparatuur te steken. De mondstukken mogen alleen op een intacte, schone en gezonde huid worden aangebracht.

**PRODUCTIDENTIFICATIE:** de identificatiegegevens (referentie, partij en productiedatum) staan op het etiket dat aan de doos is bevestigd.

#### GEBRUIK:

- Volg altijd de instructies van de spirometer.
- Steek het mondstuk zonder kracht in de sensor van het apparaat (turbine of pneumotacometer). Gebruik het mondstuk nooit opnieuw om te voorkomen dat de patiënt wordt blootgesteld aan kruisbesmetting.
- Niet openen vóór gebruik.
- Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is.
- Het apparaat is niet geschikt voor gebruik in de neonatale kindergeneeskunde.
- Op een koele en droge plaats bewaren.

**VERWIJDERING EN VEILIGHEID:** na gebruik moet het product worden weggegooid in normale containers met niet-giftig vast afval of in algemeen ziekenhuisafval.



**CONTRA-INDICATIES:** gebaseerd op de ervaring en resultaten van verschillende analyses zijn er geen nadelige effecten als gevolg van correct gebruik van het product.

**OPSLAG:** bewaren op een koele en droge plaats.

#### WAARSCHUWING:

- De verpakking in een individuele, hitteverzegelde envelop (single-wrap) garandeert de afwezigheid van bacteriën, die regelmatig wordt gecontroleerd volgens het kwaliteitsstelsel van de fabrikant. Als het medische hulpmiddel wordt hergebruikt, bestaat er risico op kruisbesmetting voor de patiënt die het hergebruikt.
- Als het apparaat opnieuw wordt gebruikt, bestaat er risico op kruisbesmetting voor de patiënt die het apparaat opnieuw gebruikt.

Manuale d'uso LUMED Rev. 4.0 01/09/2023



LUMED Srl  
Via Staffora 18/9  
20073 Opera ITALIA  
www.lumed.com  
tel +39 (0)2 57606750