




**SIZE 0,5 1 A**




**SIZE 3 4 5 C - D**



**SIZE 5,5 6 E - F - G**



**SURGIVEST**



**surgifix®**

شبكة أنبوبية مرنة

Ελαστική μрежеста превръзка с  
цилиндрична форма

Elastický tubulární obvaz

Elastisk net tubebandage

Elastne võrkside

Elastinen verkkoside

Filet tubulaire élastique

伸縮ネットホータイ

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ

ΔΙΧΤΥΩΤΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ

Elastic tubular net bandage

Rete tubolare elastica

Elastīga tubulāra tīklveida saite

Užmaunamas elastinis tinklinis tvarstis

Elastisch tubulair netverband

Elastisk nettbandasje

Elastyczny rurkowy bandaż siatkowy

Rede tubular elástica

Fašā elasticā din plasa tubulārā

Трубчатая эластичная сетка

Elastický tubulární obvaz

Elastcna mreža za cez povoj

Malla tubular elástica


Elastisk tubgasbinda

Elastischer Netzschlauchverband


Elastik Tubuler File Bandaj

Rugalmas csőszerű hálókötés


**SIZE 2 3 B - C**




**SIZE 5 5,5 C - D**




**SIZE 6 7 8 9 10 G - H - I**



**SURGISLIP**



**SIZE 5,5 D - E - F**



Via delle Poste, 16  
14010 Dusino San Michele (AT) - Italy  
www.fraproduction.it



## **NO**

**Bruk:** Elastisk nettbandasje som brukes til å holde forbindinger på plass.

**Advarsler:**

- Må ikke brukes i kontakt med såret.
- Unngå upassende bruk.
- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Strømpen skal trekkes på, ikke surres
- Må ikke svelges
- Hvis produktet er for stramt bruk en større størrelse
- Oppbevar strømpen langt fra varmekilder, fuktighet og lys.
- For Surgifix som inneholder lateks: Ikke bruk strømpen hvis pasientens hud er ømfintlig overfor lateksprodukter.

