

FARTUCHY CHIRURGICZNE WZMOCNIONE - STERYLNE

POLSKI

Nazwa produktu Fartuch jednorazowego użytku wzmocniony włókniną SMMS (Sterylny)

Kod produktu FGS-RF-SM50-M, FGS-RF-SM50-L,

FGS-RF-SM50-XL, FGS-RF-SM50-XXL

Rozmiar produktu Jednostka: cm

KOD GIMA	21052	21053	21054	21055
KOD FULL GUARD	FGS-RF-SM50-M	FGS-RF-SM50-L	FGS-RF-SM50-XL	FGS-RF-SM50-XXL
Rozmiary	120x140 (M)	120x150 (L)	130x150 (XL)	140x160 (XXL)
Długość (od ramienia do dolnej krawędzi)	120	120	130	140
Szerokość (jednowarstwowy)	140	150	150	160
Długość paska	65	65	65	69
Długość rękawa	58	59	59	61
Odczylenie od rozmiaru	±2	±2	±2	±2

Model produktu Rodzaj fartucha. M/L/XL/XXL

Struktura i skład W produkcji zastosowano włókninę SMMS o gramaturze 50g. Składa się z części przedniej, tylnej, rękawów, paska i mankietów. Proces technologiczny polega na cięciu, zgrzewaniu ultradźwiękowym, wiązaniach, rzepach, mankietach, składaniu, uszczelnianiu.

Przeznaczenie Produkty są używane głównie do ogólnej izolacji w przychodniach, oddziałach, salach kontrolnych, pomieszczeniach sprzątania, laboratoriach itp. Są przeznaczone do użytku przez pracowników służby zdrowia w szpitalach i klinikach w celu utrzymania dobrego poziomu higieny i przyczynienia się do kontrolowania infekcji.

Przeciwwskazania Produkty są przeznaczone do jednorazowego użytku i należy je zastosować natychmiast po otwarciu opakowania. Jeśli opakowanie jest uszkodzone, produkt jest mokry lub spleśniały. Nie używać.

Jak korzystać z produktu Otwórz opakowanie i wyjmij produkt, delikatnie potrząśnij fartuchem, podnieś boki kołnierza, włoż ręce do rękawów, wyciągnij ramiona do przodu i zawiąż paski.

Przechowywanie Przechowywać w pomieszczeniu czystym, bez gazów korozyjnych, suchym i wentylowanym, o wilgotności względnej nie wyższej niż 80%.

⚠ Ostrzeżenie

- Ten produkt jest produktem do utylizacji, nie używaj ponownie.
- Ten produkt jest jednorazowego użytku, nigdy nie udostępniaj go innym.
- Zabrania się używania, gdy opakowanie lub produkty są uszkodzone.

Uwaga: W przypadku wystąpienia poważnych wypadków w czasie stosowania produktu, należy się skontaktować z producentem i z właściwym organem państwa członkowskiego, w którym produkt został wprowadzony do obrotu.





















Ważność 3 lata.

Data produkcji Patrz data na opakowaniu

Termin ważności Patrz data na opakowaniu


WARUNKI GWARANCJI GIMA


Obowiązuje 12-miesięczna standardowa gwarancja B2B Gima.

 REF	Numer katalogowy		Przechowywać z dala od światła słonecznego		Przechowywać w suchym miejscu	 MD	Wyrób medyczny
 LOT	Kod partii		Wyrób medyczny zgodny z Rozporządzenie (UE) 2017/745		Data ważności		Granica temperatury
	Producent		Data produkcji		Sterylizowane tlenkiem etylenu		Wysoki
	Granica wilgotności		Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone		Upoważniony przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej		Delikatny, obchodzić się ostrożnie
	Jedno urządzenie, nie używaj ponownie		Przeczytaj instrukcje użytkowania		Ostrzeżenie - Zobac instrukcję obsługi		Unikalny identyfikator urządzenia

GIMA 21052
GIMA 21053
GIMA 21054
GIMA 21055

 Xianning Full Guard Medical Products Co., Ltd
 Yongan East Road Wenquan Economic Development Zone, Xianning City, Hubei Province, China
 Made in China

 **FGS-RF-SM50-M**
FGS-RF-SM50-L
FGS-RF-SM50-XL
FGS-RF-SM50-XXL

 **ZOUSTECH S.L.**
 Pso. Castellana, 141 - Planta 19,
 28046 - Madrid, Spain

Importowane przez:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
 gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

