



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

62x14,5cm

CUFFIA MONOUSO CON ELASTICO

DISPOSABLE CAP WITH ELASTIC

BONNETS AVEC ÉLASTIQUES

GORRO DESECHABLE CON ELÁSTICO

JEDNORAZOWE NAKRYCIE GŁOWY Z GUMKĄ

BONETĂ DE UNICĂ FOLOSINȚĂ CU ELASTIC

EINWEGKAPPE MIT GUMMIZUG

TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO

BORTTAGBART ELASTISK MÖSSA

ΣΚΟΥΦΟΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

غطاء بشريط مطاطي للاستخدام مرة واحدة

GIMA 21097



Xianning Full Guard Medical Products Co., Ltd
Yongan East Road Wenquan Economic Development Zone,
Xianning City, Hubei Province, China
Made in China



FGDCE-SM35



Humiss Beratung
GmbH Gneisenaustraße 8.40477,
Düsseldorf, Deutschland



Importato da / Imported by / Importé par / Importado por /
Eingeführt von / Importado por / Importowane przez / Importat de / Importerad av / Εισαγωγή από / مستورد عن طريق

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



PL

Nazwa produktu Jednorazowe nakrycie głowy z gumką

Kod produktu FGDCE-SM35 (21097)

Model produktu Rozmiar gumki, 62x14,5cm

Struktura i skład Nakrycie głowy jest wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35-40g, z mocowaniem za pomocą gumki.

Zamierzone zastosowanie Produkty są przeznaczone do zapewnienia ogólnej izolacji w ambulatoriach, oddziałach szpitalnych, pomieszczeniach kontrolnych, pomieszczeniach do czyszczenia, laboratoriach, itp. Produkty są zgodne z polityką profilaktyki i kontroli zakażeń i są przeznaczone do użytku przez pracowników służby zdrowia zatrudnionych w szpitalach i klinikach, aby zapewnić poprawny poziom higieny.

Przeciwwskazania Produkty są przeznaczone do jednorazowego użytku i należy je zastosować natychmiast po otwarciu opakowania. W przypadku uszkodzenia opakowania na produkcie mogą wystąpić ślady wilgoci i pleśni. Nie używać.

Sposób używania produktu

1. Otworzyć opakowanie i wyjąć nakrycie głowy. Nacisnąć obiema rękoma na oba końce nakrycia.
2. Podnieść na wysokość głowy, założyć i wyregulować tak, aby dokładnie zebrać i ukryć włosy.

Przechowywanie Przechowywać w pomieszczeniu czystym, bez gazów korozyjnych, suchym i wentylowanym, o wilgotności względnej nie wyższej niż 80%.



Ostrzeżenie

1. Produkt jednorazowego użytku, nie nadaje się do ponownego wykorzystania.
2. Produkt jednorazowego użytku, nie przekazywać innym osobom.
3. Zakaz używania w przypadku uszkodzenia opakowania lub zabezpieczeń.

Uwaga: W przypadku wystąpienia poważnych wypadków w czasie stosowania produktu, należy się skontaktować z producentem i z właściwym organem państwa członkowskiego, w którym produkt został wprowadzony do obrotu.

Ważność 3 lata.

Data produkcji Patrz data na opakowaniu

Termin ważności Patrz data na opakowaniu

WARUNKI GWARANCJI GIMA

Obowiązuje 12-miesięczna standardowa gwarancja B2B Gima.

 PL Numer katalogowy RO Cod produs	 PL Przechowywać z dala od światła słonecznego RO A se păstra ferit de razele soarelui	 PL Przechowywać w suchym miejscu RO A se păstra într-un loc răcoros și uscat
 PL Kod partii RO Număr de lot	 PL Wyrób medyczny zgodny z Rozporządzenie (UE) 2017/745 RO Dispozitiv medical realizat în conformitate cu prevederile regulamentul (UE) 2017/745	 PL Ostrzeżenie – Zobacz instrukcję obsługi RO Atenție: Citiți și respectați cu atenție instrucțiunile (avertismentele) de utilizare
 PL Producent RO Producător	 PL Data produkcji RO Data fabricației	 PL Wyrób medyczny RO Dispozitiv medical
 PL Nie sterylne RO Nesteril	 PL Data ważności RO Valabil până la data de	 PL Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone RO A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat
 PL Granica wilgotności RO Limită de umiditate	 PL Przeczytaj instrukcję użytkowania RO Citiți instrucțiunile de utilizare	 PL Jedno urządzenie, nie używaj ponownie RO Dispozitiv de unică folosință, a nu se refolosi
 PL Granica temperatury RO Limită de temperatură	 PL Upoważniony przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej RO Reprezentant autorizat pe teritoriul Comunității Europene	 PL Delikatny, obchodź się ostrożnie RO Fragil, manevrați cu atenție
 PL Tą stroną do góry RO Această parte în sus	 PL Obchodź się ostrożnie RO Manevrați cu atenție	