



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

JEDNORAZOWE NAKRYCIE GŁOWY Z WIĄZANIEM
BONETĂ DE UNICĂ FOLOSINȚĂ CU LEGĂTURI

PL

Nazwa produktu Jednorazowe nakrycie głowy z wiązaniem

Kod produktu FGDCT-SM3S (21098)

Model produktu Rozmiar wiązania, 62x14,5cm

Struktura i skład Nakrycie głowy jest wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35-40g, z taśmami do zawiązania.

Zamierzone zastosowanie Produkty są przeznaczone do zapewnienia ogólnej izolacji w ambulatoriach, oddziałach szpitalnych, pomieszczeniach kontrolnych, pomieszczeniach do czyszczenia, laboratoriach, itp. Produkty są zgodne z polityką profilaktyki i kontroli zakażeń i są przeznaczone do użytku przez pracowników służby zdrowia zatrudnionych w szpitalach i klinikach, aby zapewnić poprawny poziom higieny.

Przeciwwskazania Produkty są przeznaczone do jednorazowego użytku i należy je zastosować natychmiast po otwarciu opakowania. W przypadku uszkodzenia opakowania na produkcie mogą wystąpić ślady wilgoci i pleśni. Nie używać.

Sposób używania produktu

- Otworzyć opakowanie i wyjąć nakrycie głowy. Nacisnąć obiema rękoma na oba końce nakrycia.
- Podnieść na wysokość głowy, założyć i wyregulować tak, aby dokładnie zebrać i ukryć włosy.

Przechowywanie Przechowywać w pomieszczeniu czystym, bez gazów korozyjnych, suchym i wentylowanym, o wilgotności względnej nie wyższej niż 80%.



Ostrzeżenie

- Produkt jednorazowego użytku, nie nadaje się do ponownego wykorzystania.
- Produkt jednorazowego użytku, nie przekazywać innym osobom.
- Zakaz używania w przypadku uszkodzenia opakowania lub zabezpieczeń.

Uwaga: W przypadku wystąpienia poważnych wypadków w czasie stosowania produktu, należy się skontaktować z producentem i z właściwym organem państwa członkowskiego, w którym produkt został wprowadzony do obrotu.

Ważność 3 lata.

Data produkcji Patrz data na opakowaniu

Termin ważności Patrz data na opakowaniu

	PL Numer katalogowy RO Cod produs		PL Przechowywać z dala od światła słonecznego RO A se păstra ferit de razele soarelui		PL Przechowywać w suchym miejscu RO A se păstra într-un loc răcoros și uscat		PL Upoważniony przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej RO Reprezentant autorizat pe teritoriul Comunității Europene
	PL Kod partii RO Număr de lot		PL Wyrób medyczny zgodny z Rozporządzenie (UE) 2017/745 RO Dispozitiv medical realizat în conformitate cu prevederile regulamentul (UE) 2017/745		PL Ostrzeżenie – Zobacz instrukcję obsługi RO Atenție: Citiți și respectați cu atenție instrucțiunile (avertismentele) de utilizare		PL Jedno urządzenie, nie używaj ponownie RO Dispozitiv de unică folosință, a nu se refolosi
	PL Producent RO Producător		PL Data produkcji RO Data fabricației		PL Granica temperatury RO Limită de temperatură		PL Przeczytaj instrukcje użytkowania RO Citiți instrucțiunile de utilizare
	PL Nie sterylne RO Nesteril		PL Data ważności RO Valabil până la data de		PL Wyrób medyczny RO Dispozitiv medical		PL Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone RO A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat
	PL Unikalny identyfikator urządzenia RO Identificatorul unic al dispozitivului						

GIMA 21098

Xianning Full Guard Medical Products Co.,Ltd
Yongan East Avenue, Xianning Economic Development
Zone, Xianning City, Hubei Province, China
Made in China



Humiss Beratung
GmbH Gneisenaustraße 8.40477,
Düsseldorf, Deutschland

FGDCT-SM3S

Eingeführt von / Importado por / Importowane przez / Importat de:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

