

**OCCHIALI X5-PRO -ANTIAPPANNANTI E ANTIGRAFFIO**  
**X5-PRO GOGGLES - FOG RESISTANT AND ANTI-SCRATCH**  
**LUNETTES X5-PRO - ANTI-BUÉE ET ANTI-RAYURES**  
**GAFAS X5-PRO: RESISTENTES AL VAHO Y ANTIARAÑAZOS**  
**ÓCULOS X5-PRO - RESISTENTES AO NEVOEIRO E ANTI-RISCOS**  
**X5-PRO-BRILLE – BESCHLAGFREI UND KRATZFEST**  
**X5-PRO-BRIL - CONDENSBESTENDIG EN KRASBESTENDIG**  
**X5-PRO BRILLE - TÅGEAFVISENDE OG ANTI-RIDSE**  
**X5-PRO GOGGLES - IMMA RESISTENTA OCH ANTI-REPOR**  
**X5-PRO SUOJALASIT - HUURTUMATON JA NAARMUUNTUMATON**  
**X5-PRO BRILLE - TÅKEBESTANDIG OG ANTI-RIPE**  
**GOGLE X5-PRO - ODPORNE NA MGŁĘ I ZARYSOWANIA**  
**BRÝLE X5-PRO - ODOLNÉ PROTI ZAMLŽENÍ A PROTI POŠKRÁBÁNÍ**  
**X5-PRO SZEMÉVVEZETÉK - PÁRA- ÉS KARCÁLLÓ**  
**GOGGLES X5-PRO - REZISTENTI LA CEATA SI ANTI-ZGARIETURI**  
**NAOČALE X5-PRO - ODPORNE NA MAGLJENJE I OGREBOTINE**  
**OČALA X5-PRO - ODPORNA NA ROSENJE IN PRASKE**  
**ОЧИЛА X5-PRO - УСТОЙЧИВИ НА МЪГЛА И ПРОТИВ НАДРАСКВАНЕ**  
**X5-PRO GOGGLES - ANΘEKTIKA ΣΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΑΡΑΚΤΙΚΗ**  
**شده ل ل ة داضم و بابض ل ل ة م واقم - X5-PRO تاراظن**

**REF** GDG01 (Gima 25257 - 25258)



**Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd**  
No. 10 Beiyuan Ave., Huangyan Taizhou,  
318020 Zhejiang China  
www.chinagongdong.com  
Made in China



**ZOUSTECH S.L.**  
Pso. Castellana, 141- Planta 19, 28046-Madrid,  
Spain

Importato da / Imported by / Importé par / Importiert von/ Importado por/ Importado por/ Εισάγεται  
από / Importowane przez / Importat de / Importováno / Importerad av / Maahantuoja / Importerad av /  
Uvezao / Importálja / Importert av / Geïmporteerd door / Importeret af / Внесен от / داري تاسا :

**Gima S.p.A.**

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)



### Instrukcje obsługi

Model: Typ Zwykły

Akt. A/1 Obowiązuje od: 2020-4-

#### Opis:

Medyczne okulary izolacyjne tworzą fizyczną barierę między oczami a otoczeniem. Wyrób zapewnia ochronę oczu użytkownika przed kropelkami lub rozpryskami cieczy. Medyczne okulary izolacyjne to wyrób jednorazowego użytku.

#### Wskazania użytkowania:

zapewnia ochronę powiązanych błon śluzowych oczu przed rozpryskami, sprayami i rozpryskami płynów ustrojowych.

#### Przeciwwskazania:

Brak.

#### Skutki uboczne:

Produkt nie powoduje skutków ubocznych.

#### Ostrzeżenie:

1. Nie używać, jeżeli komponenty produktu uległy jakiegokolwiek uszkodzeniu.
2. Nie narażać komponentów na oddziaływanie temperatur o wartości większej niż ta wskazana na etykiecie na opakowaniu.
3. Produkt utylizować jako odpad stwarzający zagrożenie biologiczne, zgodnie z protokołem instytucjonalnym.

#### Używanie:

Wyjąć okulary z woreczka znajdującego się w opakowaniu i sprawdzić, czy są w dobrym stanie. Wyregulować teleskopowe zauszniki okularów, tak aby wygodnie ułożyły się na uszach

#### Przechowywanie:

Produkt przechowywać w suchym miejscu w temperaturze 0–30°C. Trzymać z dala od promieniowania słonecznego.1.

#### Objaśnienia symboli:

	data ważności		Jedno urządzenie, nie używaj ponownie
	Kod partii		Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone
	Data produkcji		Przechowywać z dala od światła słonecznego
	Wyrób medyczny zgodny z Rozporządzeniem (UE) 2016/425		Przechowywać w suchym miejscu
	Producent		Upoważniony przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej
	Numer katalogowy		

#### WARUNKI GWARANCJI GIMA

Obowiązuje 12-miesięczna standardowa gwarancja B2B Gima

#### CE PPE Kat.II wystawiony przez:

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH  
Jednostka Notyfikowana 0196 Alboinstraße 56, 12103 Berlin, Niemcy  
zgodnie z Załącznikiem II Rozporządzenia (UE) 2016/425 - Normy zharmonizowane EN 166: 2001 Dyrektywa 2001/95/WE