

OCCHIALI D'ISOLAMENTO MEDICALI
MEDICAL ISOLATION GOGGLES
LUNETTES MÉDICALES D'ISOLEMENT
GAFAS DE AISLAMIENTO MÉDICO
ÓCULOS DE ISOLAMENTO MÉDICO
MEDIZINISCHE ISOLATIONSBRILLE
ΙΑΤΡΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ
MEDISCHE ISOLATIEBRIL
MEDICINSK ISOLATIONSBRILLE
MEDICINSK ISOLERINGSGLÖGONE
LÄÄKETIETEELLISET ERISTYSLASIT
MEDISINSKE ISOLASJONSBRILLE
OKULARY IZOLACYJNE MEDYCZNE
LÉKAŘSKÉ IZOLAČNÍ BRÝLE
MEDICINSKA IZOLACIJSKA OČALA
MEDICINSKE IZOLACIJSKE NAOČALE
ORVOSI SZEMÉVEZET
OCHEAREI DE IZOLAT MEDICAL
МЕДИЦИНСКИ ИЗОЛАЦИОННИ ОЧИЛА
ةي بطل لزعلا تاراظن

REF GDG02 (Gima 25266)

Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd
No. 10 Beiyuan Ave., Huangyan Taizhou,
318020 Zhejiang China
www.chinagongdong.com
Made in China



ZOUSTECH S.L.
Pso. Castellana, 141- Planta 19, 28046-Madrid,
Spain

Importato da / Imported by / Importé par / Importiert von/ Importado por/ Importado por/ Εισάγεται από / Importowane przez / Importat de / Importováno / Importerad av / Maahantuoja / Importerad av / Uvezao / Importálja / Importert av / Geïmporteerd door / Importeret af / Внесен от / داري تاسا :

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Instrukcje obsługi

Model: Całkowicie zamknięty z otworem wentylacyjnym

Akt. A/1 Obowiązuje od: 2020-4-

Opis:

Medyczne okulary izolacyjne tworzą fizyczną barierę między oczami a otoczeniem. Wyrób zapewnia ochronę oczu użytkownika przed kropelkami lub rozpryskami cieczy. Medyczne okulary izolacyjne to wyrób jednorazowego użytku.

Wskazania użytkowania:

zapewnia ochronę powiązanych błon śluzowych oczu przed rozpryskami, sprayami i rozpryskami płynów ustrojowych.

Przeciwwskazania:

Brak.

Skutki uboczne:

Produkt nie powoduje skutków ubocznych.

Ostrzeżenie:

1. Nie używać, jeżeli komponenty produktu uległy jakiegokolwiek uszkodzeniu.
2. Nie narażać komponentów na oddziaływanie temperatur o wartości większej niż ta wskazana na etykiecie na opakowaniu.
3. Produkt utylizować jako odpad stwarzający zagrożenie biologiczne, zgodnie z protokołem instytucjonalnym.




Używanie:

Wymij gogle z opakowania, sprawdź, czy okulary są w dobrym stanie i oderwij folię ochronną; gogle zamocuj elastyczną opaskę z tyłu głowy i wyreguluj miękkie urządzenie mocujące, aby dobrze przylegało do twarzy.

Przechowywanie:

Produkt przechowywać w suchym miejscu w temperaturze 0–30°C. Trzymać z dala od promieniowania słonecznego.1.

Objaśnienia symboli:

	data ważności		Jedno urządzenie, nie używaj ponownie
	Kod partii		Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone
	Data produkcji		Przechowywać z dala od światła słonecznego
	Wyrób medyczny zgodny z Rozporządzeniem (UE) 2016/425		Przechowywać w suchym miejscu
	Producent		Upoważniony przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej
	Numer katalogowy		

WARUNKI GWARANCJI GIMA

Obowiązuje 12-miesięczna standardowa gwarancja B2B Gima

CE PPE Kat.II wystawiony przez:

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH
Jednostka Notyfikowana 0196 Alboinstraße 56, 12103 Berlin, Niemcy
zgodnie z Załącznikiem II Rozporządzenia (UE) 2016/425 - Normy zharmo-
nizowane EN 166: 2001 Dyrektywa 2001/95/WE