



seca seca 203





PL Gwarancja

24 miesiące gwarancji od daty zakupu na defekty, których przyczyną są błędy produkcyjne lub wady jakości materiałów.

Gwarancja nie jest udzielona, jeżeli urządzenie zostało otwarte przez osoby nieautoryzowane przez firmę seca.

Uwaga: roszczenia gwarancyjne są przyjmowane



WHR	✓	⚠
♂	< 1.0 *	≥ 1.0 *
♀	< 0.85 *	≥ 0.85 *

*Obesity: preventing and managing the global epidemic. Report of a WHO Consultation. WHO technical report series 894 (1999: Geneva Switzerland).

Technische Daten • Technical Data • Fiche technique • Specifiche tecniche • Datos técnicos • Dane techniczne • Dados técnicos

MAX	205 cm
d	1 mm
⚙	±5 mm

CE Deklaracja zgodności

Firma seca gmbh & co. kg oświadcza niniejszym, że produkt spełnia wymogi odnoszących się do niego dyrektyw europejskich. Pełna deklaracja zgodności jest dostępna na stronie: www.seca.com.

	$\varnothing = 70 \text{ mm}$ $h = 28 \text{ mm}$
	~ 75 g
	0.5 - 0.9: ±0.03 0.9 - 1.2: ±0.04 1.2 - 1.6: ±0.05 1.6 - 2.0: ±0.06
	10 °C - 40 °C

	-25 °C - 65 °C
--	----------------

Reinigung • Cleaning • Nettoyage • Pulizia • Limpienza • Czyszczenie • Limpeza

Przyrząd czyścić zgodnie z zaleceniami za pomocą środka czystości używanego w gospodarstwie domowym lub za pomocą ogólnie dostępnego środka dezynfekującego. Proszę zapoznać się z zaleceniami producenta.

Medical Measuring Systems and Scales since 1940
seca gmbh & co. kg
Hafenweg 32/325
22089 Hamburg Germany
Telephone +49 40 20 00 00 0
Fax +49 40 20 00 00 50
info@seca.com

All contact data under www.seca.com

