



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

REF **KDB-504E (GIMA 27704)**

 Zhongshan Kangdebao(KDB) Rehabilitation Equipment Co.,Ltd.
Card 1, No.5, 24# Longcheng Road, Dongsheng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China
Made in China

 **EC REP** SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA
Capelle aan den IJssel, The Netherlands

 **Gima S.p.A.**
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



NAZWA

Poręcz przyłóżkowa

Numer modelu: KDB-504E

ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE:

Produkt jest używany w roli przedmiotu, za który pacjent, osoba starsza i wymagająca opieki może chwycić, aby uniknąć poślizgnięcia się podczas wstawania lub wchodzenia do łóżka.

Model	Specyfikacja	Nośność	Materiał	Rysunek
-------	--------------	---------	----------	---------

KDB-504E	Poręcz przyłóżkowa	125KG	Żelazo	
----------	--------------------	-------	--------	--

Użytkowników, u których występują reakcje alergiczne na niektóre białka lateksu, ostrze-
ga się, że stopy zawierają naturalną gumę

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

- 1. W celu oczyszczenia, przetrzeć zwilżoną szmatką;
- 2. Części zamienne i dodatkowe muszą być zamawiane u producenta.

PAKOWANIE

Włożyć poręcz przyłóżkową do plastikowego worka i następnie całość do kartonu.

PRZECHOWYWANIE

Zapakowana poręcz przyłóżkowa musi być przechowywana w miejscu dobrze wentylowanym,
czystym i suchym, bez gazów korozyjnych. Aby uniknąć kontaktu z wilgocią i silnym światłem,
podczas transportu trzymać z dala od źródeł ciepła.

UTYLIZACJA

Po zakończeniu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
Wszelkie poważne wypadki związane z dostarczonym przez nas wyrobem medycznym muszą
być zgłoszone producentowi i właściwym organom państwa członkowskiego, w którym wyrób
został wprowadzony do obrotu

ETYKIETY, OPAKOWANIA PROJEKT LOGO:

Symbol	Oznaczający	Symbol	Oznaczający
	Wyrób medyczny zgodny z Rozporządzeniem (UE) 2017/745		Urządzenie medyczne
	Producent		Autoryzowany przedstawiciel na terenie Wspólnoty Europejskiej
	Data produkcji		Przechowywać z dala od światła słonecznego
	Numer partii		Niesterylne
	Ostrzeżenie: Przeczytaj uważnie instrukcje (ostrzeżenia) dotyczące użytkowania i postępuj zgodnie z nimi		Kod produktu
	Przeczytaj instrukcję użytkowania		Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu
	Importowane przez		

WARUNKI GWARANCJI GIMA

Obowiązuje standardowa 12-miesięczna gwarancja B2B firmy Gima.