

FOOTSWITCH



(PL) PODWÓJNY PRZEŁĄCZNIK NOŻNY WODOODPORNY

REF 00305.03

**IP 67
WATER PROOF**



1-2 R1K5
3-4 cut
3-5 coag

**EXPLOSION
PROOF**



MADE IN ITALY



cable 5 mt

LED SpA
Via M.T. Cicerone 138
03100 Frosinone (LT) - ITALY



50°C
-10°C
10%
85%

(IT) (EN) (ES) (FR) (DE) (PT) (PL)

IA00305-03b_ML1
ed. 8&8 % ' 2022 (C) LED SpA

Produkt ten jest dostarczany do sterowania nożnego kompatybilnych jednostek elektronicznych.

Sprawdź stan produktu przed użyciem (rys. Wyrzuć uszkodzony produkt).

Ten produkt jest kompatybilny z różnymi wersjami urządzeń, z którymi należy zapoznać się z instrukcją urządzenia.

Połączenie musi być wykonane przez wykwalifikowany personel.

Podłączenie

- Włóż wtyczkę sterownika nożnego do właściwego gniazda w jednostce elektronicznej, zwracając uwagę na kierunek wkładania (Rys. A 1-2).

- Aby zablokować wtyczkę należy dokręcić nakrętkę (Rys. A 3).

Włączyć urządzenie i wykonać kilka prób naciskając na sterownik nożny (Rys. A 4).

FIG.-IM.-BILD-GRAFIC-RYS. A



(PL) NACIŚNIĘCIE = AKTYWACJA / ZWOLNIENIE = BRAK AKTYWACJI
ŻÓŁTY = CIĘCIE / NIEBIESKI = KOAGULACJA