



POLSKI

## Instrukcja obsługi

Thermo feel jest przyrządem o cylindrycznym kształcie, jedna jego końcówka została wykonana ze stali i jedna z tworzywa sztucznego. Odmiennie właściwości termiczne tych dwóch materiałów, znajdujących się naprzemiennie w kontakcie ze skórą (zobacz rysunki), pozwalają na sprawdzenie, czy badana osoba odczuwa zmianę temperatury. Thermo Feel nie jest wyrobem medycznym, lecz narzędziem wspomagającym o charakterze orientacyjnym, ułatwiającym początkowe rozpoznanie ryzyka neuropatii u osób cierpiących na cukrzycę. Rezultaty wskazywane przez urządzenie nie są przeznaczone do celów diagnostycznych.

### WARUNKI GWARANCJI GIMA

Obowiązuje 12-miesięczna standardowa gwarancja B2B Gima.

**REF 31278**



Distribuito da / Distributed by / Distribué par / Distribuido por / Distribuído por / Vertrieben von / Διανέμεται από / Distribuit de / Dystrybuowane przez / Distributer / Forgalmazza / Išplatino / Разпространяван от / توزيع

**Gima S.p.A.**

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

Made in China