

PL - JEDNORAZOWYCH USTNIKÓW KARTONOWYCH: INSTRUKCJA UŻYWANIA

PRZEZNACZENIE: jednorazowe ustniki przeznaczone są do stosowania razem ze sprzętem do badania czynności płuc i umożliwiają pacjentowi przystąpienie do badania bez bezpośredniego kontaktu z tym sprzętem.

Pacjent osobiście manipuluje ustnikiem poprzez włożenie go do urządzenia. Ustniki należy nakładać wyłącznie na nieuszkodzoną, czystą i zdrową skórę.

IDENTYFIKACJA PRODUKTU: dane identyfikacyjne (numer referencyjny, partia i data produkcji) znajdują się na etykiecie dołączonej do pudełka.

STOSOWANIE:

- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami spirometru.
- Włóż ustnik do czujnika urządzenia (turbiny lub pneumatometru) bez użycia siły. Nigdy nie używaj ustnika ponownie, aby uniknąć narażenia pacjenta na zanieczyszczenie krzyżowe.
- Nie otwierać przed użyciem.
- Nie stosować, jeśli opakowanie jest uszkodzone.
- Urządzenie nie nadaje się do stosowania w pediatrii noworodkowej.
- Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

UTYLIZACJA I BEZPIECZEŃSTWO: po użyciu produkt należy wyrzucić do zwykłych pojemników na nietoksyczne odpady stałe lub do ogólnych odpadów szpitalnych.


PRZECIWWSKAZANIA: Z doświadczenia i wyników różnych analiz wynika, że przy właściwym stosowaniu preparatu nie występują żadne działania niepożądane.

PRZECHOWYWANIE: przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

OSTRZEŻENIE:

- Opakowanie w indywidualnej zgrzewanej kopercie (single-wrap) gwarantuje brak bakterii, co jest regularnie monitorowane zgodnie z systemem jakości producenta. W przypadku ponownego użycia wyrobu medycznego istnieje ryzyko zakażenia krzyżowego pacjenta, który go ponownie używa.
- Jeśli urządzenie zostanie użyte ponownie, istnieje ryzyko zakażenia krzyżowego pacjenta, który użyje go ponownie.

Manuale d'uso LUMED Rev. 4.0 01/09/2023



LUMED Srl
Via Staffora 18/9
20073 Opera ITALIA
www.lumed.com
tel +39 (0)2 57606750