




**SIZE 0,5 1 A**




**SIZE 3 4 5 C - D**



**SIZE 5,5 6 E - F - G**




**SURGIVEST**




**surgifix®**

شبكة أنبوبية مرنة  
 Elastична мрежеста превръзка с цилиндрична форма  
 Elastický tubulární obvaz  
 Elastisk net tubebandage  
 Elastne võrkside  
 Elastinen verkkoside  
 Filet tubulaire élastique  
 伸縮ネットホータイ  
 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ ΔΙΧΤΥΩΤΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ  
 Elastic tubular net bandage  
 Rete tubolare elastica  
 Elastīga tubulāra tīklveida saite  
 Užmaunamas elastinis tinklinis tvarstis  
 Elastisch tubulair netverband  
 Elastisk nettbandasje  
 Elastyczny rurkowy bandaż siatkowy  
 Rede tubular elástica  
 Faşa elastică din plasă tubulară  
 Трубчатая эластичная сетка  
 Elastický tubulárny obvaz  
 Elastcna mreza za cez povoj  
 Malla tubular elástica  
 Elastisk tubgasbinda  
 Elastischer Netzschlauchverband  
 Elastik Tubuler File Bandaj  
 Rugalmas csőszerű hálókötés


**SIZE 2 3 B - C**




**SIZE 5 5,5 C - D**




**SIZE 6 7 8 9 10 G - H - I**



**SURGISLIP**



**SIZE 5,5 D - E - F**



Via delle Poste, 16  
 14010 Dusino San Michele (AT) - Italy  
 www.fraproduction.it



**PL**

**Przeznaczenie użytkowania:** elastyczna siatka w formie rurki używana do utrzymywania produktów leczniczych.

**Ostrzeżenia:**

- Unikać kontaktu z raną.
- Stosować zgodnie z przeznaczeniem.
- Trzymać z dala od dzieci.
- Produkt należy zakładać, nie owijać.
- Nie połykać.
- Jeżeli produkt powoduje nadmierny ucisk, należy zastosować większy rozmiar.
- Przechowywać z dala od źródeł ciepła, wilgoci i światła.
- W przypadku Surgifix zawierającego mleczko kauczukowe: przerwać używanie w przypadku ewentualnego uczulenia na mleczko kauczukowe.

