

130mm

25mm

13mm

GiSafe Mask - Cartoon

Surgical Disposable 3-PLY Face Mask with ear loops - Type IIR

Mascherina chirurgica monouso a 3 veli con elastici - Tipo IIR

Masque chirurgical jetable à 3 couches avec élastiques - Type IIR

Mascarilla quirúrgica desechable a 3 capas con elásticos - Tipo IIR

Máscara Facial Cirúrgica Descartável 3-camadas com alças para orelha - Tipo IIR

3-lagige Einweg-OP-Schutzmaske mit Gummibändern - Typ IIR

Χειρουργική μάσκα προσώπου μίας χρήσης 3-στρωσεων με θηλιές αυτιών - Τύπου IIR

IIR قناع طبي للوجه يستخدم لمرة واحدة-3 طبقات -مع حلقتين للأذن - نوع IIR

pediatric
pediátrica
pédiátrique
pediátrico
pädiátrisch
παιδιατρικός
اخصائي اطفال



10
PIECES PEÇAS
PEZZI STÜCK
UNITÉS TEMAXIA
PIEZAS قطعة

BFE
>98%

EN14683:2019+AC(2019)

www.gimaitaly.com

GiSafe Mask - Cartoon

• Non-woven material
• Class I medical device
• Comfortable and pliable nose piece for best fit
• Fiber glass free

• Material no tejido
• Producto sanitario de clase I
• Faja para nariz modelable para máximo confort
• Sin fibra de vidrio

• Μη υφασμένου υλικού
• Ιατροτεχνολογικό προϊόν κατηγορίας I
• Άνετη και εύκαμπτη στερέωση μύτης για καλύτερη εφαρμογή
• Χωρίς ίνες γυαλιού


• Materiale non tessuto
• Dispositivo medico di classe I
• Stringinaso modellabile per massimo confort
• Priva di fibre di vetro

• Material não tecido
• Dispositivo médico Classe I
• Peça para nariz confortável e flexível para melhor ajuste
• Sem fibra de vidro

• مادة خام غير صوفية من جهاز طبي فئة I
• قطعة للأنف مريحة وقابلة للطي لأفضل مقياس ملائم
• خالٍ من الألياف الزجاجية

• Matériau non tissé
• Dispositif médical de classe I
• Pinze-nez modelable pour un confort optimal
• Sans fibres de verre

• Vlies
• Medizinprodukt der Klasse I
• Verformbares bequemes Nasenstück
• Glasfibrerfrei



生产厂商: 湖北飞腾防护用品有限公司
生产地址: 湖北省仙桃市纺织工业园区管沟社区18号
执行标准: EN14683:2019+AC(2019)
使用年限: 3年
生产日期:



8 023279 206821

000006



REF ELFM3600 (20682)

LOT



Elco Care Co., Limited
Rm 1902, Easey Comm Bld 253-261
Hennessy Rd. Wanchai, Hong Kong
Made in China

EC REP
Lotus NL B.V.
Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA,
The Hague, Netherlands

Imported by / Importato da:
Gima S.p.A. Via Marconi, 1
20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com
export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

FLOWPACK
PP
RACCOLTA PLASTICA
PLASTIC COLLECTION
Verifica le disposizioni
del tuo comune
per la gestione dei rifiuti
Please refer to the provisions
of your municipality
concerning waste disposal

S09542 Rev. 5 - 09/21 Size 13x21,5 cm